

INTERAKTIVNI AKCIJSKI

KATALOG

AKCIJA
TEHNIKA
2026.

www.sanitaria.hr



-28%

POWER steamer II 230V

2.055,00 € ~~2.855,00~~



-28%

POWER steamer I 230V

1.368,00 € ~~1.900,00~~



-28%

Light 1 stolna radna lampa

1.482,00 € ~~2.059,00~~



-28%

Trimmer MT3
(+Klettfix)

739,00 € ~~1.026,00~~



-28%

Trimmer MT PLUS
(+Klettfix)

1.331,00 € ~~1.849,00~~



-26%

Usisavač Silent TS2 230V
(220-240 V~, 50/60 Hz)

2.074,00 € ~~2.803,00~~



-26%

Usisavač Silent TC2 220V-
240V, 50/60 Hz

2.119,00 € ~~2.864,00~~



-28%

Usisavač Silent EC2 220V-
240V, 50/60 Hz

2.486,00 € ~~3.454,00~~



-28%

Usisavač Silent compactCAM
230V-240V

1.120,00 € ~~1.556,50~~



-28%

Pjeskara Basic classic
25-70my/70-250my

973,00 € ~~1.351,50~~



-28%

Pjeskara Basic master
25-75/70-250my 230V

1.167,00 € ~~1.621,50~~



-28%

Pjeskara Basic quattro IS
230/240V

1.868,00 € ~~2.595,00~~




making work easy

-30%

**Pjeskara Basic prebonder
25-70 µm ili 70-250 µm**

1.883,00 € ~~2.690,00~~



-30%

GC Labolight Duo

2.331,84 € ~~3.331,20~~



REDDISH STONE GROUP

-30%

**Palamat Premium,
230/240 V**

2.107,00 € ~~3.010,00~~



making work easy

-26%

Vibrator VIBRAX 230V

485,30 € ~~655,00~~



making work easy

-30%

Trimmer Millo Pro 220V

981,00 € ~~1.402,00~~



-32%

AD Vertikulator

338,00 € ~~500,53~~



making work easy

-37%

**Twister Evolution
220-240V**

1.349,00 € ~~2.138,00~~



making work easy

-30%

Twister 220-240V

1.095,00 € ~~1.564,50~~



making work easy

-28%

**Uređaj za vosak u protetici
WAXPROFI**

270,00 € ~~375,00~~



REDDISH STONE GROUP

-50%

Signum HiLite pre 2

319,00 € ~~638,00~~



-30%

**AD uređaj za zagrijavanje
kompozita Warm Up za 7
šprica**

296,80 € ~~424,00~~



REDDISH STONE

-30%

Preša hidraulična OL463

756,00 € ~~1.080,00~~

ivoclar

Svaki osmijeh je umjetničko djelo



[Više informacija!](#)

IPS e.max® Ceram Art

Nova generacija individualnog oblikovanja izgleda keramičkih nadomjestaka.

IPS e.max Ceram Art je inovativna linija univerzalnih, spremnih za upotrebu pasti za bojanje, glaziranje i modeliranje, namijenjenih individualnom oblikovanju keramičkih nadomjestaka.

Bojanje, karakterizacija i modeliranje površine zuba i desni mogu se izvoditi na najvišoj estetskoj razini – brzo, učinkovito i uz jamstvo kvalitete IPS e.max.

Materijali su kompatibilni s cirkonijskim oksidom, litijevim disilikatom, staklo-keramikom i slojevanom keramikom.

Making People Smile



ivoclar

-25%

**IPS e.max Ceram Art
Ess & Shade Assort**

683,25 € ~~911,00~~



ivoclar

-25%

**IPS e.max Ceram Art Illus
& Struct Assort**

695,25 € ~~929,00~~



ivoclar

-25%

**IPS e.max Ceram Art Gin
Illu & Struc Assort**

802,50 € ~~1.070,00~~



ivoclar

-25%

**IPS e.max Ceram Art
Essence/Illu/Shade x 4**

164,85 € ~~219,80~~



ivoclar

-25%

**IPS e.max Ceram Art
Structure 5g x 2**

138,00 € ~~184,00~~



ivoclar

-22%

**IPS e.max ZirCAD Prime
98.5-14/1 x 2**

276,12 € ~~354,00~~




ivoclar

-22%

**IPS e.max ZirCAD Prime
98.5-16/1 x 2**

315,90 € ~~405,00~~



ivoclar

-22%

**IPS e.max ZirCAD Prime
98.5-20/1**

347,88 € ~~446,00~~



UPCERA

-40%

ST Multi Layer 16 x 2

151,20 € ~~252,00~~



UPCERA

-40%

ST Multi Layer 18 x 2

171,60 € ~~286,00~~



UPCERA

-40%

ST Multi Layer 20 x 2

183,60 € ~~306,00~~



UPCERA

-40%

TT Multi Layer 16 x 2

181,20 € ~~302,00~~





TT Multi Layer 18 x 2

199,20 € ~~332,00~~

TT Multi Layer 20 x 2

216,60 € ~~361,00~~Functional Multi Layer
16 x 2199,08 € ~~331,80~~Functional Multi Layer
18 x 2216,60 € ~~361,00~~Functional Multi Layer
20 x 2253,63 € ~~398,20~~PMMA S Mono Chrome 98
14/16mm x 560,39 € ~~92,90~~PMMA S Mono Chrome 98
20/25/30mm x 597,05 € ~~149,30~~

PMMA M Multi Layer x 5

163,90 € ~~252,15~~

Heraenium P 1kg

264,00 € ~~660,00~~

Heraenium PW 1kg

264,00 € ~~660,00~~

Heraenium EH 1kg

176,00 € ~~320,00~~

Heraenium CE 1kg

176,00 € ~~320,00~~



KULZER

-45%

Heraenium NA 1kg

198,00 € ~~360,00~~




KULZER

-45%

Heraenium NF co-cr

214,00 € ~~390,00~~



D DENTAURUM

-35%

Remanium 2000+ 1Kg

201,50 € ~~310,00~~




D DENTAURUM

-35%

Remanium GM380+ 1Kg

201,50 € ~~310,00~~



D DENTAURUM

-35%

Remanium GM 800+ 1Kg

188,50 € ~~290,00~~



D DENTAURUM

-35%

Remanium GM 280 1Kg

188,50 € ~~290,00~~



Renfert

-30%

Pasta za poliranje 18g

51,10 € ~~73,00~~



GC

-35%

GC Initial IQ, ONE SQIN system set, 228g

983,78 € ~~1.513,50~~



GC

-30%

GC Initial Zirconia Coloring Liquid Set

429,80 € ~~614,00~~



edenta e

Sve za Vaš laboratorij



[Više informacija!](#)



POLISHER
TUNGSTEN CARBIDE
STEEL
DIAMOND
ACCESSORIES



ivoclar

-27%

**Probase hot prah 500g x2
& Probase hot tekućina
500ml**

90,85 € ~~124,45~~



ivoclar

-27%

**Probase cold prah 500g x2
& Probase cold tekućina
500ml**

159,91 € ~~219,05~~



KULZER

-30%

**Palapress vario prah 1000g
& Palapress vario tekućina
500ml**

170,00 € ~~242,62~~



GC

-30%

GC Pattern resin LS 1-1

78,61 € ~~112,30~~



GC

-30%

**GC Gradia Plus Paste HB
3,3ml x 2**

92,96 € ~~132,80~~



GC

-30%

**GC Gradia Plus Paste LB
2ml x 2**

74,34 € ~~106,20~~



ivoclar

-27%

SR nexco Opaquer 2ml x 3

67,78 € ~~92,85~~



ivoclar

-27%

**SR nexco PASTE Dentin/In-
cisal/Effect 2,5g x 5**

95,08 € ~~130,25~~



KULZER

-40%

**Signum dentin/margin/
enamel 4g x 4**

79,82 € ~~133,04~~



KULZER

-40%

**Signum dentin/margin/
enamel 4g x 4**

92,66 € ~~154,44~~



GC

-36%

GC Optiglaze color Set

523,50 € ~~816,10~~



GC

-32%

**GC Composite Modeling
Kit**

76,51 € ~~111,90~~





Heraceram Zirkonio Dentine/
Transpa/Increaser 20g x 4

110,40 € ~~184,00~~



HeraCeram dentin/incisal/
transpa 20g x 4

75,53 € ~~125,88~~



GC Fujirock EP - Premium
line 4kg

33,32 € ~~48,80~~



GC Fujirock EP, Premium
Line, Paste Yellow, 11kg

74,34 € ~~106,20~~



GC Fujirock EP Classic Line
zlatno-smeđi 5kg

36,96 € ~~54,10~~



GC Fujirock zlatno-smeđi EP
12 kg

71,05 € ~~104,00~~



Scanspray extra fine 200ml

51,00 € ~~68,50~~



Četkice za poliranje Bison
montirane 18mm 25kom

34,88 € ~~46,50~~



Separirka Dynex brilliant
0,2x20mm 10kom

36,38 € ~~48,50~~



Ploča keramička za
miješanje s crnim
poklopcem Stain-
mix

46,13 € ~~61,50~~



Ploča za miješanje
keramike LAY:ART
Crystal

60,38 € ~~80,50~~



Ploča za miješanje
keramike kristal
aqua S

97,00 € ~~138,50~~



Ploča za miješanje
keramike kristal
aqua XL

133,00 € ~~190,50~~





C E R A M A N

Dental Zirconia Block



3DS8 Ceraman je multicolor, ultra translucent slojevan cirkonski disk s 8 slojeva za CAD/CAM izradu estetskih i čvrstih protetskih radova. Slojevi imaju ujednačen izgled i postupan prijelaz čvrstoće, boje, translucencije i tvrdoće od cervikalne prema incizalnoj zoni.

Namijenjen je za anteriorne i posteriorne krunice te mostove do 14 članova. Kombinira visoku estetiku i gradiranu čvrstoću: translucencija 57% – 43%, čvrstoća 700 – 1200 MPa i preporučena temperatura sinteriranja 1500 °C.

Dimenzije: **98 × 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 mm**

Tip diska: multicolor

Transparentnost: ultra translucent gradual

Boje: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, D2, OM1, OM2, OM3



3DS8 PRO Ceraman je multicolor, ultra translucent slojevan cirkonski disk s 8 slojeva za CAD/CAM izradu estetskih i čvrstih protetskih radova. Slojevi imaju postupan prijelaz boje, translucencije, tvrdoće i čvrstoće od cervikalne prema incizalnoj zoni, a disk je izrađen od Tosoh cirkonskog praha stabiliziranog itrijem.

Namijenjen je za anteriorne i posteriorne krunice te mostove do 14 članova. Kombinira visoku estetiku i gradiranu čvrstoću: translucencija 57% – 43%, čvrstoća 700 – 1200 MPa i preporučena temperatura sinteriranja 1500 °C.

Dimenzije: **98 × 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 mm**

Tip diska: multicolor

Transparentnost: ultra translucent gradual

Boje: A1, A2, A3, B1, B2, BL1, BL2, BL3, BL4



STTML Ceraman je multicolor, ultra translucent višeslojni cirkonski disk za CAD/CAM izradu estetskih protetskih radova. Zahvaljujući multilayer strukturi ne zahtijeva dodatno bojanje.

Namijenjen je za anteriorne radove, krunice, inlay/onlay nadomjestke i mostove od 2 do 5 članova. Kombinira prirodan izgled s pouzdanim tehničkim karakteristikama: translucencija 46%, čvrstoća 900 MPa i tvrdoća 1200 HV.

Dimenzije: **98 × 14 | 16 | 18 | 20 | 25 mm**

Tip diska: multicolor

Transparentnost: ultra translucent

Boje: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2 i D2



SST Ceraman je precolorirani, translucentni cirkonski disk za univerzalnu CAD/CAM izradu protetskih radova. Ima prirodnu translucenciju, ujednačenu boju i ne zahtijeva dodatnu post-pigmentaciju nakon obrade.

Namijenjen je za krunice, pune krunice, inlay/onlay nadomjestke, anteriorne radove i pune mostove. Odlikuje ga visoka čvrstoća i pouzdane tehničke karakteristike: translucencija 43%, čvrstoća 1200 MPa i tvrdoća 1200 HV.

Dimenzije: **98 × 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 mm**

Tip diska: precolorirani

Transparentnost: translucent

Boje: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C1, C3 i D2

3DS8 Ceraman

Disk 3DS8 Ceraman, 98x12 mm	99,00 €
Disk 3DS8 Ceraman, 98x14 mm	105,00 €
Disk 3DS8 Ceraman, 98x16 mm	108,00 €
Disk 3DS8 Ceraman, 98x18 mm	117,00 €
Disk 3DS8 Ceraman, 98x20 mm	127,00 €
Disk 3DS8 Ceraman, 98x22 mm	145,00 €
Disk 3DS8 Ceraman, 98x25 mm	159,00 €

3DS8 PRO Ceraman



Disk 3DS8 PRO Ceraman, 98x12 mm	151,00 €
Disk 3DS8 PRO Ceraman, 98x14 mm	159,00 €
Disk 3DS8 PRO Ceraman, 98x16 mm	165,00 €
Disk 3DS8 PRO Ceraman, 98x18 mm	173,00 €
Disk 3DS8 PRO Ceraman, 98x20 mm	188,00 €
Disk 3DS8 PRO Ceraman, 98x22 mm	197,00 €
Disk 3DS8 PRO Ceraman, 98x25 mm	206,00 €



CERAMAN

Dental Zirconia Block

**INSTRUCTION FOR USE
AND SINTERING CURVE**

STTML Ceraman

Disk STTML Ceraman, 98x14 mm	75,00 €
Disk STTML Ceraman, 98x16 mm	82,00 €
Disk STTML Ceraman, 98x18 mm	89,00 €
Disk STTML Ceraman, 98x20 mm	95,00 €
Disk STTML Ceraman, 98x25 mm	103,00 €

SST Ceraman

Disk SST Ceraman, 98x12 mm	49,00 €
Disk SST Ceraman, 98x14 mm	57,00 €
Disk SST Ceraman, 98x16 mm	63,00 €
Disk SST Ceraman, 98x18 mm	69,00 €
Disk SST Ceraman, 98x20 mm	75,00 €
Disk SST Ceraman, 98x25 mm	85,00 €

**Trebate savjet
pri odabiru
CERAMAN diskova?**

Kontaktirajte nas:

+385 99 2531 768

Mislav Latinac

i saznajte koja je
opcija najbolja
za vaš laboratorij.

* Iskoristite posebnu ponudu: kupite 3 diska i 1 dobivate GRATIS!

** Diskove možete kombinirati neovisno o modelu, boji i dimenziji.

Web shop
www.sanitaria.hr

Web
kupnjom
-5%
do
dodatnog popusta
na vaš rabat!

Plaćajte s
odgodom!
Za narudžbe putem web-a
nije potrebna kartica
Nakon zaprimanja narudžbe,
roba se šalje na adresu navedenu
prilikom registracije, a račun se
dostavlja elektroničkim putem.

Postanite naš WEB kupac i naručujte odmah s pogodnostima!
Aktivirajte korisnički račun i odmah koristite ekskluzivne pogodnosti

- ✓ **Popusti koji se povećavaju s potrošnjom**
Bez obzira jeste li novi ili postojeći kupac, možete uživati u popustima koji se povećavaju kako raste vaša potrošnja, počevši od 15%.
- ✓ **Dodatni popust do 5% na svaku košaricu**
Osiguravamo dodatni popust do 5% koji se obračunava na svaku košaricu (ne uključuje akcijske popuste, opremu i proizvode iz Outleta ali oni svojim iznosom i količinom ulaze u obračun dodatnog popusta na proizvode koji ne spadaju u ove grupe proizvoda)
- ✓ **Pristup ekskluzivnim ponudama**
Redovito ćemo vas obavještavati o ekskluzivnim ponudama, popustima, edukacijama i novim proizvodima samo za naše kupce.

Brza i učinkovita korisnička podrška na 0800 44 99

Naš tim korisničke podrške uvijek je tu da vam pomogne oko bilo kakvih pitanja ili problema koji se mogu pojaviti prilikom kupovine.



Registrirajte se!

i uživajte
u raznim pogodnostima
odmah...

OSOBE ZA KONTAKT:

ZAGREB

Lada Peranić
Mobitel: +385 98 343 598
E-mail: lperanic@sanitaria.hr

Jasmina Čalaković dr.med.vet.
Mobitel: +385 99 253 1767
E-mail: jcalakovic@sanitaria.hr

Mateja Perković
Mobitel: +385 91 619 7647
E-mail: matejaperkovic@sanitaria.hr

Ana Topić dr.med.dent.
Mobitel: +385 99 7031 634
E-mail: atopic@sanitaria.hr

Ivan Majsec
Mobitel: +385 99 2549 958
E-mail: imajsec@sanitaria.hr

OSIJEK

Milan Perković
Mobitel: +385 98 458 569
E-mail: mperkovic@sanitaria.hr

SPLIT

Jelena Juretić
Mobitel: +385 99 392 0719
E-mail: jjuretic@sanitaria.hr

Gordana Aleksić
Mobitel: +385 91 601 7727
E-mail: galeksic@sanitaria.hr

Mislav Latinac
Mobitel: +385 99 253 1768
E-mail: mlatinac@sanitaria.hr

RIJEKA

Nenad Marušić
Mobitel: +385 91 619 7652
E-mail: nmarusic@sanitaria.hr

PULA

Grabrović Darijan
Mobitel: +385 98 980 7402
E-mail: dgrabrovic@sanitaria.hr

Helena Bonašin
Mobitel: +385 99 218 0018
E-mail: hbonasin@sanitaria.hr

0800 44 99
dental@sanitaria.hr