

Zubna kliješta set

AK100-3280A

Sadrži: 10 kliješta
(6 gornjih i 4 donja) +
Dječja kliješta set
4 kliješta
(2 gornjih i 2 donja)

Svaki
69,90€
49,90 €

SET
999,-€
569,60 €

**Naša nova
trgovina je
online!**



Škarice za gingivu - SET

9020-EC

Sadrži: 1x GOLDMAN-FOX 12cm
+ IRIS 13,5cm

SET 129,-€
99,- €

Odvojive polovice škarica!

Ostaci ispod spoja mogu se potpuno otkloniti njihovim rastavljanjem.



Paro-Sets

3030-S-PK-SET

Sadrži: GRACEY - 972/5-6, 7-8, 11-12, 13-14,
HYGIENIST - 972/H6-H7,
Tray 3030-S-PK

Svaki SET
119,-€
89,- €

Prazna kazeta
29,95€
19,95 €

Prazna kazeta
3030-S-BL = Plava
3030-S-PK = Roza
3030-S-WE = Bijela

3030-S-WE-SET
Sadrži: GRACEY - 972/5-6, 7-8,
11-12, 13-14,
HYGIENIST - 972/H6-H7,
Tray 3030-S-WE

3030-S-BL-SET
Sadrži: GRACEY - 972/5-6, 7-8,
11-12, 13-14,
HYGIENIST - 972/H6-H7,
Tray 3030-S-BL

Plastične kazete

3030-M-PK

- roza
- za 10 instrumenata

3030-M-WE
- bijela
- za 10 instrumenata



134°C

Svaki
54,90€
34,95 €

3030-M-BL
- plava
- za 10 instrumenata

www.carlmarlin.de • info@carlmarlin.de

Akcijske cijene tvrtke Carl Martin. Cijene po komadu/pak. u EUR, bez PDV, cijena franko tvornice, vrijede do 30.06.2026. Neobvezujuća preporuka za akcijske cijene kod svih specijaliziranih trgovaca na malo koji sudjeluju u prodaji proizvoda Carl Martin GmbH. Proizvodi dostupni do isteka zaliha! / Pridržano pravo na dostavu sličnih proizvoda! Pridržano pravo na promjenu cijena, pogreške u prikazu cijena ili odstupanje proizvoda. Naše opće uvjete poslovanja i upute za opoziv možete pronaći na www.carlmarlin.de.

sanitaria
dental

SANITARIA DENTAL d.o.o.

IBAN: HR4123600001101259741

OIB: 30023990959

dental@sanitaria.hr www.sanitaria.hr



TC = TUNGSTEN
CARBIDE

- manje trošenje
- dulje trajanje
- najbolja sigurnost za igle

Iglodržači

1149TC/17
LICHTENBERG,
17cm

219,-€
145,-€

3/0 - 5/0

1147TC/15
RYDER,
15cm

199,-€
103,60€

4/0 - 6/0

1152TC/14
CASTROVIEJO,
14cm

199,-€
123,60€

4/0 - 6/0

1155TC/15
CRILE-WOOD,
15cm

1155TC/18
CRILE-WOOD,
18cm

15cm
149,-€
99,90€

18cm
169,-€
114,-€

3/0 - 5/0

1163TC/14
14cm

1163TC/17
17cm

14cm
176,-€
103,60€

17cm
199,-€
117,95€

3/0 - 5/0

LS1152TC/14
CASTROVIEJO,
14cm

LS1152TC/16
CASTROVIEJO,
16cm

LS1152TC/18
CASTROVIEJO,
18cm

14cm
249,-€
149,-€

16cm
249,-€
149,-€

18cm
259,-€
159,-€

4/0 - 6/0

LS1153TC/18
CASTROVIEJO
savijene, 18cm

259,-€
159,-€

4/0 - 6/0

CASTROVIEJO-Set LS852-SET



SET 349,-€
199,-€

Iglodržač
LS1152TC/14
14cm
Škarice za gingivu
LS852 - 15cm

Iglodržač

1160/14
MATHIEU, 14cm

1160/17
MATHIEU, 17cm



14cm
135,75€
64,90€

17cm
149,30€
77,90€

Iglodržač MICRO

1171DI/18
dijamantirana
18cm

399,-€
259,-€

BLACK Plasma

Mikro-SET
LSRH-Mikro-Set1
ROCKHARD
the power coating



- dugotrajni premaz
- rad bez odsjaja
- pogodno za rad sa lupama
- površina bez ogrebotina

SET 399,-€
299,-€

Pinceta - 16cm

Škarice za gingivu MICRO - 16cm

Iglodržač MICRO - 16cm

Škarice za gingivu

800/12
12cm
ravne



802/12
12cm
savijene

Svaki
49,-€
25,-€

803/10.5
savijene,
gracilne 10,5cm

49,-€
25,-€

840
KELLY
16cm
savijene

69,-€
47,25€

840SC/16
KELLY
16cm
savijene

99,-€
69,-€

854SC
LA GRANGE
12cm



99,-€
59,90€

LS852TC
CASTROVIEJO
12cm

199,-€
99,-€

855A/18
CASTROVIEJO
18cm

199,-€
149,-€

Škarice za konac

atraumatično odstranjivanje konca

868
11,5cm

59,-€
29,90€

867/13.5
13,5cm

59,-€
29,90€

Pod kutem



Škarice za gingivu - SET

9012

Sadrži: 805SC/12 ravne,
807SC/12 savijene



SET 133,25€
79,-€

SUPER CUT

BLACK Plasma

Škarice za gingivu - SET

9017-BP

Sadrži: 800/12-BP ravne,
802/12-BP savijene



SET 154,60€
59,95€

NOVO!

Jednokratni sterilni skalpeli*

10 kom. u pakiranju

872/10

Svaki
19,75 €
6,70 €

872/11

872/12

872/15

872/15C

Držac skalpela

871A/3

871A/5

15,10 €
6,90 €

59,- €
35,45 €

Oštrice skalpela*

100 kom. u pakiranju

873B/10

873B/11

873B/12

873B/15

873B/12D

873B/15C

Svaki
29,90 €
19,90 €

Svaki
34,90 €
24,90 €

Mikro oštrice skalpela

871MB/67 *

10 kom. u pakiranju

Svaki
74,90 €
51,90 €


871MB/69 *

1 oštrica

17,05 €
12,85 €

Kutija za odlaganje oštrica skalpela*

874



13,20 €
9,80 €

za sigurno skidanje robljenih oštrica skalpela, sa funkcijom deponiranja


Mikro držac skalpela

LS871MH/6

prikladno za

99,- €
64,85 €

Raspatorium



1804 WILLIGER

49,90 €
34,95 €

69,90 €
45,50 €

59,90 €
45,50 €

59,90 €
39,90 €

59,90 €
45,50 €

69,90 €
45,50 €

79,90 €
45,50 €

Kohlea



54,90 €
29,90 €

Svaki
39,90 €
25,95 €

Svaki
44,90 €
25,95 €

79,90 €
54,90 €

Kireta/scaler za čišćenje implantata

LST1960/4R-4L



1830/2 FRIEDMANN

199,- €
129,75 €

1829 MINI-FRIEDMANN

199,- €
129,75 €

14,5cm

Tupa sonda

1872/1-2 fine

31,20 €
20,70 €

Kuke za rane

1890/2 LANGENBECK 42x10mm

99,- €
69,- €

1890/6 LANGENBECK 60x11mm

99,- €
69,- €

Retraktor obraza

632 18cm HILIGER

45,95 €
29,95 €

633 15,5cm CAWOOD-MINNESOTA

32,05 €
24,15 €

Univerzalni otvarač

1882 15cm

89,- €
49,90 €

Držac čeljusti - SET


515-SET-BL
Silikonski premaz + metalna jezgra
Veličine : L, M, S sa lancicom



SET 77,50 €
67,90 €

više informacija

Pincete za tkivo



Zubna pinceta



Pinceta za artikulacijski papir



Zubna pinceta-SET6



Prophylaxis-SET

SI-961-SET-PK
Sadrži: Universal Kireta SI-961/M23A-PK
Universal Scaler SI-961/M23-PK

Fig. M23A

Fig. M23

Paro-SET

SI-Paro-SET1
Sadrži: je 1x GRACEY - SI-972/5-6-GE, 7-8-GR, 11-12-OR, 13-14-BL, HYGIENIST - H6-H7-HBL

Fig. 13-14



Paro-SET

LSP3020
Sadrži: GRACEY - LSP972/5-6, 7-8, 11-12, 13-14, HYGIENIST - LSP972/H6-H7, Tray 3029-CLIP-S6-WE

SET 249,- €
149,- €


LIQUIDSTEEL
passion

Parodontološke sonde

Kirete Gracey

LIQUIDSTEEL

Scaler




više informacija

više informacija

Zubna kliješta



dijamantirana



Gornja kliješta

Incizalna
Premolarska
Molarska D
Molarska L
Korjenska
Umnička
Ostaci korijena

Fig. 1
Fig. 7
Fig. 17
Fig. 18
Fig. 51A
Fig. 67A
Fig. 151-1/2

Donja kliješta

Premolarska
Molarska
Korjenska
Umnička
Ostaci korijena

Fig. 13
Fig. 22
Fig. 33A
Fig. 79
Fig. 145

Svaki
199,- €
129,70 €

Poluga za puknute korijene

579
vrlo fina,
širina
1,8 mm

64,90 €
39,90 €

579S
nazubljena,
širina 1,5mm

79,90 €
55,- €

579D
dijamantirana,
širina 1,8mm

129,90 €
69,90 €

Syndesmotom

1801/3
16cm
CHOMPRET

85,55 €
51,95 €


Periotom

LS592PT/Flex

79,90 €
69,- €

- lagano fleksibilan
- za separaciju kolagenih vlakana od alveole

Luxivatori



588/5
2,5mm
ravan

588/1
3,0mm
ravan

588/6
4,0mm
ravan

588/2
5,0mm
ravan

Svaki
59,90 €
39,95 €

588/7
2,5mm
savijen

588/3
3,0mm
savijen

588/8
4,0mm
savijen

588/4
5,0mm
savijen

Luxivatori

Dentalni instrument za odjeljivanje fiksnih zubnih ligamenata. Krajnja ploha i oštar rub dopuštaju vrlo jednostavnu i laganu penetraciju u periodontalnu pukotinu. Dostupno u 8 različitih pokaznih verzija.

Zubna kliješta set

GX100

Sadrži: 10 kliješta
(6 gornjih i 4 donja)



SET 1190,- €
949,- €



Gornja kliješta

Incizalna
Premolarska
Molarska D
Molarska L
Korjenska
Umnička

Fig. GX1
Fig. GX7
Fig. GX17
Fig. GX18
Fig. GX51A
Fig. GX67A

Donja kliješta

Premolarska
Molarska
Korjenska
Umnička

Fig. GX13
Fig. GX22
Fig. GX33A
Fig. GX79

Svaki
119,- €
99,90 €

Podizači korijena

546/1
ARROW
n. BERNARD

Svaki
74,90 €
49,90 €

546/2
ARROW
n. BERNARD

559/1
4,5mm
BEIN

Svaki
49,90 €
35,- €

559/2
3,5mm
BEIN

559/3
2,5mm
BEIN

Podizači korijena-SET

547-SET

Sadrži: 547/1 - 2,8mm,
547/2 - 3,5mm,
547/3 - 4,0mm

SET 279,- €
189,- €



CNC nazubljena radna površina

Luxivatori-SET

9588

Sadrži: 588/1, 2, 3, 4
+ 993 (brus)*



SET 249,- €
149,90 €

SPECIAL PRICE!

Heidemann lopatica

fleksibilna, srednje veličine



24,90 €
12,90 €

Špatula za cement



18,90 €
9,05 €

Endo sonda Zubna sonda



24,90 €
16,90 €



10,90 €
5,20 €



24,90 €
11,90 €



16,85 €
11,85 €



13,60 €
8,95 €



11,45 €
8,95 €



16,30 €
8,60 €



12,90 €
7,90 €



12,90 €
7,90 €



11,90 €
7,45 €


odgovara
na sve
držače ogledala
s navojem
M 2,5

SET 58,- €
25,95 €

6 kom

Zubna sonda-SET
1081/33-SET6
Sadrži: 6x 1081/33

Instrumenti za punjenje




1052/6




ASH 1052/49

Svaki
29,05 €
12,90 €



ASH 1052/207-208



1054/10A



1054/146



1054/147


Svaki
29,05 €
12,35 €



1054/148



1054/151



1054/159

Svaki
29,05 €
12,35 €



1020/127-128



1020/129-130



1020/131-132



LS599/1
TOFFLEMIRE
Universal



599/1
TOFFLEMIRE
Universal

39,90 €
29,90 €



595
Universal

29,90 €
19,90 €

Stezači matrica



596/1
NYSTRÖM



596/2
NYSTRÖM



595
Universal



599/1
TOFFLEMIRE
Universal



595
Universal



599/1
TOFFLEMIRE
Universal

Set za prvi pregled

CM1100-DE

Sadrži: pincetu,
sondu, držač
ogledala sa
ogledalcem
4 PLAN



SET 43,50 €
24,70 €

Kompozit instrumenti

Savršen kontrast s materijalom za punjenje



LS1051/14



LS1051/95

Svaki
49,90 €
24,90 €



LS1051/109

Ulje u olovci, set od 2 olovke à 18ml

990MF20-SET

- precizni podmazivač za podmazivanje
i zaštitu instrumenata od nehrđajućeg čelika
- čist i precizan.
- sintetičko, visoko sofisticirano ulje je
transparentno i bez mirisa.
- pogodno za sve postupke sterilizacije



SET 44,90 €
34,90 €

Novo

Composite-SET

SI-1051-SET6

Sadrži: je 1x
SI-1051/14-HBL,
SI-1051/95-GE,
SI-1051/104-OR,
SI-1051/108-GR,
SI-1051SF/1-BL,
SI-1051/Carve-PK



SET 199,- €
149,- €



Fig. Carve SF/1 14 108 95 104



više informacija

Sve ostale veličine možete
naći na našem online
shopu!



Colori

- Silicon Grip -

Držač ogledala

Colori

Može se kupiti u slijedećim bojama:

- 490RO
- 490GR
- 490GE
- 490SC
- 490BL

Plastična drška

489
šupalj, lagan



24,90 €
13,70 €

ERGOFORM

483
čvrsta



8,60 €
5,20 €

485
šupalj



16,90 €
9,80 €

486
šupalj



17,90 €
12,80 €

LS485
šupalj, lagan



19,95 €
12,90 €

Liquid STEEL

TwinSide obostrana zubna ogledala

470/4 Ø 22mm
plan, kutija sa 6 kom.



Kutija
65,40 €
24,95 €

FRONT SURFACE

dvostrana



TwinSide

**Zubna ogledala
(kutija 12 komada)**

480/4 Ø 22mm
plan

480/5 Ø 24mm
plan

STANDARD

Kutija
34,95 €
12,90 €

478/3 Ø 20mm
plan

478/4 Ø 22mm
plan

478/5 Ø 24mm
plan

FRONT SURFACE

471/4 Ø 22mm
plan, kutija sa 6 kom.



Kutija
43,20 €
19,95 €

FRONT SURFACE

One Side

COMFORT PLUS



Kliješta za fragmentirane korijene

1209RH
Donja



Svaki
149,- €
99,90 €

1209-20RH
Gornja



SET 259,- €
175,- €

1209-SET
Sadrži: 1209RH, 1209-20RH

Instrumenti za Koferdam

604
IVORY



89,- €
63,80 €

607
STOKE



89,- €
61,80 €

610
AINSWORTH



119,- €
82,80 €

Skidač privremenih krunica

1113/1-3

uključuje 20
nastavaka (moguće sterilizirati)
+ prah za bolju adheziju*




SET 259,- €
169,- €

Skidač trajnih i privremenih krunica Set- AUTOREM

1105

Sadrži: 1105, 3 kuke + 1 ključ
za podešavanje



SET 199,90 €
149,- €

- na oprugu
- podešavo u 3 koraka

Kliješta za ligature

1304
WEINGART



145,30 €
88,80 €

Kliješta za skidanje krunica

1112

RH

radna površina
obložena TITAN
CARBIDOM



vrlo tvrda i
ljepljiva tvar

169,- €
119,90 €

Skidač krunica

1111

UNIVERSAL

×



99,- €
64,85 €

FURRER- kliješta

1164



99,- €
69,- €

Kaliper

1596

BOLEY



49,90 €
43,15 €

Hemostatska kliješta

1894/12.5

12,5cm



Svaki
49,- €
22,70 €

1894A/12.5

12,5cm

Nastavci prikladni za ampule anestetika:



CRAW

=



utor sa rupicom



utor bez rupice




ARROW



tri aspiracijske kuke

=



utor sa rupicom



utor bez rupice

Karpul šprica

1952ME-CR-SC

- drška i prsten izrađeni od posebne plastike
- metrički navoj
- Univerzalni

Nehrđajući čelik

CRAW

1952ME-CR-PK

- drška i prsten izrađeni od posebne plastike
- metrički navoj
- Univerzalni

Svaki
79,- €
59,- €

NOVO!

1954ME

- ARROW
- metrički navoj

1954ME-CR

- CRAW
- metrički navoj
- Univerzalni

Svaki
89,- €
69,- €

Nehrđajući čelik

ARROW

CRAW

1950

- metrički navoj

Nehrđajući čelik

99,90 €
64,90 €

tri aspiracijske kuke

1950RS

- metrički navoj

Nehrđajući čelik

tri aspiracijske kuke

114,90 €
86,50 €

Šprica za intraligamentarnu anesteziju

1956

- metrički navoj

UK
+
OK

okretanjem cilindra može se koristiti i za gornju i za donju čeljust

329,- €
249,- €

Cervi **ect**

Nehrđajući čelik

Sigurnosni stalak za karpul špricu

1075 SECURELOCK

- nehrđajući čelik
- za sigurno odlaganje i rukovanje špricom (sa iglom) tijekom rada
- sa mehaničkim držačem za blokiranje i tipkom za otpuštanje

Savršena sigurnost za Vas i Vaše djelatnike!

119,- €
89,- €

cijena bez karpul šprice

više informacija



Nova odvojiva glava karpul šprice sa finim navojem za jednostavno rastavljanje i temeljito čišćenje.

Naši instrumenti su prikladni za strojnu obradu u termičkom dezinfekcijskom uređaju (RDG) i naknadnu sterilizaciju u autoklavu! Osim artikala označenih zvjezdicom *!



134°C

