

Posebna ponuda GC proizvoda LABORATORIJ

Vrijedi do 31.12.2026.



Initial™ LiSi Block

Potpuno kristalizirani blok
Poliranje ili glaziranje,
ovisno o zahtjevima slučajeva

Glatki i precizni rubovi

Manja izloženost rubnom pucanju
zahvaljujući homogenoj strukturi

Opcije:

Translucencija: High Translucency (HT)
(visoka translucencija):
Boje: A1, A2, A3, B1

Translucencija: Low Translucency (LT)
(niska translucencija):
Boje: A1, A2, A3, B1

Pakiranje:

5 x blokovi

110,90 EUR



Initial™ LRF BLOCK

CAD/CAM blok leucitom ojačane
glinične keramike za pune
keramičke indirektne radove

Initial LRF BLOCK - za Cerec

Boje:

- High Translucency (HT) (visoka translucencija):
Boje: A1, A2, A3, A3.5, B1
- Low Translucency (LT) (niska translucencija):
Boje: A1, A2, A3, A3.5, B1
- Bleach (BL) (za bijeljenje)
- veličine: 12, 14 i 14L

Pakiranje:
5 x blokovi

74,25 EUR



Initial LRF Pasta
i tekućina za glaziranje

48,43 EUR

CERASMART™270

Nova hibridna keramika
za CAD/CAM sustav

Kada treba povezati
čvrstoću i
fleksibilnost



veličina 12

117,00 EUR

veličina 14

127,67 EUR

veličina 14L

138,50 EUR

CERASMART270 - za Cerec

Boje:

- High Translucency (HT) (visoka translucencija):
Boje: A1, A2, A3, A3,5, B1
- Low Translucency (LT) (niska translucencija):
Boje: A1, A2, A3, A3,5, B1
- Bleach (BL) (za bijeljenje)
- veličine: 12, 14 i 14L



OPTIGLAZE® color

Svjetlosnopolimerizirajući
premaz za karakterizaciju
kompozitnih i akrilatnih
indirektnih radova

- ušteda vremena
- savršena estetika
- postojani rezultati

690,61 EUR

Initial™ LiSi

Upravlajte izazovima litij-disilikatnog materijala



Initial LiSi Basic Set

Sadržaj:

Initial LiSi, Dentin (dentinska) boja, D-A1/DA-2/DA-3/DB-1/D-B2/D-C2 (20 g)
Initial LiSi, Enamel (caklinska) boja, E-57/E-58/E-59/E-60 (20 g)
Initial LiSi, Clear Fluorescence (prozirna fluorescentna) boja, CL-F (20 g)
Initial LiSi, Translucent (translucentna) boja, TN/TO (20 g)
Initial LiSi, Bleach Dentin (dentinska za bijeljenje) boja, BLD-2 (20 g)
Initial LiSi, Enamel Bleach (caklinska za bijeljenje) boja, BL-E (20 g)
Initial LiSi, Translucent Modifier (translucentni modifikator), TM-01/TM-05 (20 g)
Initial Spectrum Glaze Powder (za glaziranje), GL (10 g)
Initial Spectrum Glaze Liquid (tekućina za glaziranje) (25 ml)
Initial LiSi, Modeling Liquid (tekućina za modeliranje) (50 ml)
Initial LiSi Ključ za boje
Initial LiSi Tehnički priručnik

**Naša posebna ponuda
za Vaš laboratorij**

Kontaktirajte još danas Vašeg
GC prodajnog predstavnika

Initial LiSi Advanced Set

Sadržaj:

Initial LiSi, Enamel Occlusal (caklinska okluzijska) boja, EO-15 (20 g)
Initial LiSi, Dentinska Fluo-Dentin (dentinska fluorescentna), FD-91/FD-92/FD-93 (20 g)
Initial LiSi, Enamel Opal (caklinska opalescentna) boja, EOP-2/EOP-3/EOP-4 (20 g)
Initial LiSi, Cervical Translucent (cervikalna translucentna) boja, CT-22/CT-23/CT-24/CT-25 (20 g)
Initial LiSi, Inside boja, IN-41/IN-42/IN-43/IN-44/IN-45/IN-46/IN-47/IN-48/IN-49/IN-50/IN-51 (20 g)
Initial LiSi, Modeling Liquid (tekućina za modeliranje) (50 ml)



LiSi PressVest

Materijal za ulaganje za prešanu
keramiku i stvaranje "linije odvajanja"

Pakiranje:

Prašak (6 kg / 60 kom x 100 g)
Tekućina (900 ml)

218,25 EUR



LiSi PressVest SR Liquid

Tekućina za glaćenje površina

Pakiranje:

Tekućina (100 ml)

69,34 EUR

Initial™ LiSi Press

Jedinstvena litij-disilikatna prešana staklokeramika (s HDM tehnologijom)



Initial LiSi Press je prvi valjič (ingot) litij-disilikatne keramike izraden HDM tehnikom mikronizacije visoke gustoće – jedinstvene GC tehnologije, koja pruža izvrsna fizička svojstva i najprirodniju estetiku među ostalim prešanim keramikama na tržištu. HDM koristi jednako raspršene litij-disilikatne mikro kristale za punjenje cjelokupne staklene matrice, umjesto tradicionalnih većih kristala koji ne koriste u potpunosti strukturu matrice.

Rezultat je najbolja kombinacija čvrstoće i estetike, što čini Initial LiSi Press savršeno pogodnom keramikom za sve vrste radova sa svim razinama transparentnosti. HDM tehnologija pomaže osigurati odličnu postojanost proizvoda, bez izobličenja ili smanjenja vrijednosti svjetline boje nakon višekratnih pečenja.

Pakiranje:

Kutija s 5 ingota (3 q)

Boije:

HT-EXW	MT-B00	LT-B00	MO-0
HT-BLE	MT-B0	LT-B0	MO-1
HT-BLE+	MT-B0+	LT-B0+	MO-2



HT-E58	MT-A2	LT-A
HT-E59	MT-A3	LT-A1
HT-E60	MT-A3,5	LT-A2
	MT-A4	LT-A3
	MT-B1	LT-A3,5
	MT-B2	LT-A4
	MT-B3	LT-B
	MT-B4	LT-B1
	MT-C1	LT-B2
	MT-C2	LT-B3
	MT-C3	LT-B4
	MT-C4	LT-C
	MT-D2	LT-C1
	MT-D3	LT-C2
	MT-D4	LT-C3
		LT-C4
		LT-D
		LT-D2
		LT-D3
		LT-D4

85,51 EUR



OBRADA I INDIKACIJE

	Tehnike			Indikacije				
	Tehnika bojanja	Cut-Back tehnika	Tehnika slojevanja	Ljuske	Inleji	Onleji	Krunice	Tročlani mostovi
HT	•			•	•	•		
MT	•	•		•	•	•	•	•
LT	•	•					•	•
LT-IQ		•	•				•	•
MO			•				•	•

ODABIR BOJE

Trans- cendia	Stupanj bijeljenja				A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
HT	HT-EXW	BLE+	HT-BLE	HT-E58		HT-E59		HT-E60	HT-E57	HT-E59				HT-E60	HT-E59		HT-E60		HT-E59	
MT	MT-B00	B0+	MT-B0	MT-A1	MT-A2	MT-A3	MT-A3,5	MT-A4	MT-B1	MT-B2	MT-B3	MT-B4	MT-C1	MT-C2	MT-C3	MT-C4	MT-D2	MT-D3	MT-D4	
LT	LT-B00	LT-B0+	LT-B0	LT-A1	LT-A2	LT-A3	LT-A3,5	LT-A4	LT-B1	LT-B2	LT-B3	LT-B4	LT-C1	LT-C2	LT-C3	LT-C4	LT-D2	LT-D3	LT-D4	
LT-IQ				LT-A					LT-B				LT-C				LT-D			
MO	MO-0			MO-1		MO-2			MO-1		MO-2		MO-1		MO-2					

Initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite

NOVO!

Najbolji izbor za najviše standarde

Izrađen da pruži savršenu ravnotežu visoke čvrstoće i izvrsne estetike, Initial Zirconia Disk Multilayer Elite idealan je izbor za restauracije u području prednjih i stražnjih zubi.



VRHUNSKA ESTETIKA

Prirodna boja i stupnjevanje translucencije za restauracije u području prednjih i stražnjih zubi.



VISOKA ČVRSTOĆA

Klasificiran kao klasa V prema DIN EN ISO 6872 sa srednjom vrijednošću od > 1.150 MPa.



MULTIFUNKCIONALNOST

Svestran i prikladan za širok raspon kliničkih indikacija. Brzo ili redovno sinteriranje.

Boje:

Svih 16 V-nijansi i 3 vrste izbjeljivanja dostupni su u diskovima debljine 14, 16, 20 i 25 mm promjera 98,5 mm

Debljina diskova: 14 mm

151,54 EUR

16 mm

168,47 EUR

20 mm

202,34 EUR

25 mm

235,35 EUR

Initial™ Zirconia Coloring Liquid

Individualizacija, na vaš način!



Initial Zirconia Coloring Liquid Set

Sadržaj:

- 4 "Body" boje
- 4 Cervical (cervikalne) boje
- 1 Neutral (neutralna) boje
- 4 Effect boje (za efekt)
- 4 boje za označavanje
- tehnički priručnik

415,83 EUR

Sustav se sastoji od 12 tekućina za bojanje na bazi vode sukladno „IQ filozofiji“

Brzina, veća predvidljivost i visok stupanj individualizacije
U skladu s Initial IQ filozofijom

Manje zalihe, veća dobit
Brzo i jednostavno dobivanje svake boje, uz manje zalihe

Bojanje ili uranjanje
Dva načina nanošenja, odluka je vaša

Initial™ Zirconia Disk



- Standard Translucency (ST)
(standardna translucencija)
- idealna za slojevanje
- High Translucency (HT)
(visoka translucencija)
- idealna za monolitne restauracije
- Ultra High Translucency (UHT)
(ultra visoka translucencija)

Pakiranje

Initial Zirconia Disk ST, HT, UHT 98.5 mm x 12 mm	131,63 EUR
Initial Zirconia Disk ST, HT, UHT 98.5 mm x 14 mm	140,20 EUR
Initial Zirconia Disk ST, HT, UHT 98.5 mm x 18 mm	162,99 EUR
Initial Zirconia Disk ST, HT, UHT 98.5 mm x 25 mm	202,93 EUR



Initial™ IQ ONE SQIN

Keramički sustav za bojanje i oblikovanje

Lako postizanje visoko estetskih rezultata, usporedivih s konvencionalno slojevanim restauracijama, uz značajnu uštedu vremena i izbor glavnih keramičkih sastavnica.

GC Initial IQ ONE SQIN System Set

10 x SPS Stain (boje) (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20) (3 g)
 1 x SPS Glaze Fluo (za glaziranje) (GL-FLUO) (10 g)
 1 x SPS Glaze Liquid (tekućina za glaziranje) (25 ml)
 2 x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (neutralne boje) (L-N / L-NFL) (4 g)
 4 x IQ LP ONE Lustre Body Shade ("Body" boje) (L-A / B / C / D) (4 g)
 6 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (boje za efekt) (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP) (4 g)
 1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid (tekućina za razrjeđivanje) (8 ml)
 1 x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid (tekućina za osvježavanje) (8 ml)
 5 x IQ SQIN Powder Dentin (prah dentin) (Body A / B / C / D / BL-D) (10 g)
 5 x IQ SQIN Powder Enamel (prah caklina) (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E) (10 g)
 1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (prah translucentni opal booster) (TO) (10 g)
 3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral) (prah gingiva - svijetli, tamni, neutralni) (10 g)
 1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid (tekućina za oblikovanje i teksturu) (25 ml)

1 x IQ LP ONE posuda za miješanje
 1 x IQ LP ONE kist 00
 1 x IQ LP ONE kist 2
 1 x IQ LP ONE plastični poklopac
 1 x IQ ONE SQIN tehnički priručnik
 1 x IQ LP ONE ključ za boje
 1 x SPS ključ za boje

961,00 EUR

Aadva[®] Lab Scanner 3

Jedinstveni laboratorijski skener kontroliran pokretima



GC Temp PRINT

Svjetlosno polimerizirajući kompozit za 3D printanje
za privremene krunice i mostove

Složene restauracije lakše je printati,
bez otpada materijala!
GC Temp PRINT je biokompatibilan
materijal za krunice i mostove klase IIa,
koji ne sadrži metil metakrilat (MMA).
Namijenjen je korištenju za 3D
printanje DLP tehnologije.
Ima izvrsna mehanička svojstva te
zadržava stabilnost nakon skladištenja.

Pakiranja:

Temp PRINT Light, 500 g	251,02 EUR
Temp PRINT Medium, 500 g	251,02 EUR



Oblikuj svoj svijet keramikom **GC Initial™**

Modularni keramički sustav
za sve indikacije

**Naša posebna
ponuda za Vaš
laboratorij**

Kontaktirajte još danas
Vašeg GC prodajnog
predstavnika



KUPITE:

Initial™ MC

- 1 x Initial MC Entrance Kit
- 1 x Initial MC Dentin (20 g), D-A1
- 1 x Initial MC Dentin (20 g), D-A2
- 1 x Initial MC Paste Opaque Classic Line
PO-CL (4 g), A1
- 1 x Initial MC Paste Opaque Classic Line
PO-CL (4 g), A2

272,53 EUR

Initial™ Zr-FS

- 1 x Initial Zr-Fs Entrance Kit
- 1 x Initial Zr-Fs Dentin (20 g), D-A1
- 1 x Initial Zr-Fs Dentin (20 g), D-A2

251,20 EUR

DOBIJETE:

Initial set kistova (5)



Initial set kistova (5)



Initial™ FIRING FOAM

Specijalni vatrostalni materijal
za potporu pečenja keramike

Pakiranje:
Štrcaljka (10 g)

30,74 EUR



Initial™ REVO MC

[R]EVOLucionarni metal-keramički sustav za modernu dentalnu primjenu.
Za maksimalnu učinkovitost i optimalne rezultate.

NOVO!



Prednosti:

/// Redefinirana učinkovitost

Pojednostavljeni tijek rada i veća produktivnost

/// Ljepota jednostavnosti

Izvanredni rezultati s minimalnim brojem slojeva

/// Pouzdane performanse

Vrhunska čvrstoća i izdržljivost koje će izdržati test vremena

Initial REVO MC Starter Set

Sadržaj:

- 3 x Paste Opaque: Light / Medium / Dark
- 2 x Body: Body A Light / Body A Dark
- 3 x Enamel: Light / Medium / Dark
- 3 x Effect: Opal Booster / CL-F / TN
- 1 x Modelling Liquid
- 1 x MC Shoulder Liquid
- 1 x Spectrum Glaze Powder GL
- 1 x Spectrum Glaze Liquid

592,62 EUR

Initial™ IQ Lustre Pastes ONE - V-Shades za sve Initial™ keramike (MC, LF, Zr, Ti, LiSi)

Univerzalne trodimenzionalne keramičke boje koje stvaraju dubinu boje i prirodnu translucenciju



Sadržaj:

- 1 x Neutral (neutralna) boja (4 g)
- 1 x Value boja (4 g)
- 4 x Body boje (4 g)
- 8 x Enamel (caklinske) boje za efekt (4 g)
- 1 x Diluting liquid (tekućina za razrjeđivanje) (8 ml)
- 1 x Refreshing liquid (tekućina za osvježavanje) (8 ml)
- 1 x posuda za miješanje
- 2 x kistovi
- 1 x slikovne upute za uporabu

738,15 EUR

Initial™ Lustre Pastes NF - Gum Shades Komplet boja za gingivu

Univerzalne trodimenzionalne keramičke boje koje stvaraju dubinu boje i prirodnu translucenciju



Initial Lustre Pastes Set NF - Gum Shades Set

Sadržaj:

- 5 x Gum boje (za gingivu) (4 g)
- 4 x Stain Modifier boje (modifikatori) za LP NF (3 g)
- 1 x Diluting liquid (tekućina za razrjeđivanje) (8 ml)
- 1 x Refreshing liquid (tekućina za osvježavanje) (8 ml)
- 1 x podloga za miješanje
- 2 x kistovi
- 1 x ključ za boje
- 1 x tehnički priručnik

347,11 EUR

Initial™ Spectrum Stains

Univerzalne boje, glazura za individualizaciju i karakterizaciju keramičkih materijala

Initial Spectrum Stains Set

Sadržaj:

- 16 x Initial Spectrum Stain SPS1 - SPS16 (3 g)
- 1 x Initial Spectrum Glaze powder GL (prašak) (10 g)
- 1 x Initial Spectrum Glaze Liquid (tekućina) (25 ml)
- 1 x Initial Spectrum Glaze Paste Liquid (tekuća pasta) (8 ml)
- 1 x Initial Spectrum Stain ključ za boje

839,07 EUR





GRADIA™ PLUS

Modularni kompozitni sustav za indirektne restauracije - širok raspon indikacija i tehnika od klasične ili višebojne do monolitnih radova

Naša posebna ponuda za Vaš laboratorij

Kontaktirajte još danas
Vašeg GC prodajnog predstavnika

GRADIA PLUS Layer Set
GRADIA PLUS Layer Pro Set
GRADIA PLUS Paint Set
GRADIA PLUS Gum Shade Set
GRADIA PLUS One Body Set
GRADIA PLUS Accessory Set

Labolight DUO

Aparat za svjetlosnu polimerizaciju

COMPOSITE PRIMER

Adheziv za spajanje kompozita s kompozitom



Pakiranje:
Tekućina (3 ml)

35,17 EUR

GC Acrylic Primer

Svjetlom stvrdnjavajući adheziv za spajanje kompozita s drugim akrilatima



Pakiranje:
Tekućina (6 ml)

80,33 EUR

METAL PRIMER Z

Adheziv za spajanje dentalnih akrilata i kompozita s metalom



Pakiranje:
Tekućina (5 ml)
1 x kist

225,46 EUR

CERAMIC PRIMER II

Adheziv za spajanje kompozita s keramikom



Pakiranje:
Tekućina A (3 ml)

110,86 EUR

everStick® i Stick

Vlakna za ojačanje za uporabu u dentalnom laboratoriju

Potpuno oblikovanje
Nadogradnja
Restaurativni materijali

everStick®C&B

- za mostove



2 x 12 cm²

217,13 EUR

1 x 8 cm

78,99 EUR

Stick

- za proteze

4 x 15 cm

215,08 EUR



StickNET

- za proteze

1 x 90 cm²

215,08 EUR

StickREFIX L

6 x silikonski instrumenti



55,43 EUR

PATTERN RESIN LS

Adheziv za modeliranje

Pakiranje:

- Prašak (100 g)
- Tekućina (105 ml)
- 2 x čaše za miješanje
- 1 x kist br. 4
- 1 x pipeta
- + aluminijski držač



113,18 EUR

GC Fujivest™ SUPER

Materijal za ulaganje za plemenite legure

Pakiranje:

Prašak (6 kg / 40 vrećica x 150 g)

Tekućina (900 ml)

185,93 EUR



GC Stellavest™

Materijal za ulaganje za neplemenite legure

Pakiranje:

Prašak (8 kg / 4 vrećice x 2 kg)

Tekućina (900 ml)

184,50 EUR



GC FUJIROCK® EP

- Classic line

Dentalna sadra tip 4

Pakiranje:

Kutija (5 kg)

Boja: Golden Brown (zlatno smeđa)



45,41 EUR

Pakiranje:

Kutija (5 kg)

Boja: Topaz Beige (topaz bež)



50,11 EUR

Pakiranje:

Kutija (12 kg)

Boja: Golden Brown (zlatno smeđa)



87,29 EUR

GC FUJIROCK® EP

- Premium line

Dentalna sadra tip 4

Pakiranje:

Kutija (4 kg)

Boje: Pastel Yellow (pastelno žuta),
Polar White (polarno bijela), Inca Brown
(inka smeđa), Titanium Grey (titanski siva)



40,96 EUR

Pakiranje:

Kutija (11 kg)

Boja: Pastel Yellow (pastelno žuta)

89,13 EUR



Autorizirani prodavači GC proizvoda u Hrvatskoj:

DENTAL GRUPA d.o.o.

Kopilica 62, Split, tel. 021.56.85.00
Poljana 3, Kastav, tel. 051.37.43.74
Slavonska avenija 50, Zagreb, tel. 01.23.71.999
43. istarske divizije 20, Umag, tel. 052.75.21.06
e-mail: info@dentalgrupa.hr

MAICO d.o.o.

Franje Galinca 19, Varaždin, tel. 042.26.13.30
e-mail: info@maico.hr

MEDICAL INTERTRADE d.o.o.

Dr. Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja, tel. 01.33.74.020
e-mail: dental@medical-intertrade.hr
Dugopolje, tel. 021.20.39.87
e-mail: dental.st@medical-intertrade.hr
Rijeka, tel. 051.33.25.775
Vukovar, tel. 032.44.54.40
e-mail: dental.vu@medical-intertrade.hr

MEDIKA d.d.

Capraška 1, Zagreb, tel. 01.24.12.585
Industrijska zona Bani, Dugopolje, tel. 098.28.72.82
Tometiči 15b, Matulji, tel. 051.69.11.55
Ul. Jablanova 44, Osijek, tel. 099.23.29.992
e-mail: dental@medika.hr

SANITARIA DENTAL d.o.o.

Korčulanska 4-6, Zagreb, tel. 01.61.81.178
Hrvatske republike 43, Osijek, tel. 031.21.56.00
Mletačka 12/II, Pula, tel. 052.54.44.57
Put Supavla 1, Split, tel. 021.32.23.68
e-mail: dental@sanitaria.hr

VIK DENTAL d.o.o.

Vladimira Preloga 13, Zagreb, tel. 01.23.13.979
e-mail: info@vik-dental.hr

Cijene su izražene u EUR. PDV je uračunat u cijene.

Molimo Vas da se za narudžbe obratite Vašem dobavljaču dentalne opreme i materijala.
Za sva dodatna pitanja slobodno kontaktirajte:

Saša Bošnjak
e-mail: sasa.bosnjak@gc.dental
mob. 098.27.99.01