

Posebna ponuda GC proizvoda

ORDINACIJA

Vrijedi do 31.12.2026.



Zubi se troše, no imamo rješenja za to

Dugotrajna indirektna rješenja za teške slučajeve trošenja zubi

Da li vaš plan terapije trošenja zubi štiti sutrašnji osmijeh?



Slike ustupio: dr. Z. Ali,
Velika Britanija

„Što osigurava da današnje rješenje
neće postati sutrašnji problem?“

„Koji materijali i dizajni zaista podržavaju
dugotrajnu otpornost na trošenje?“

„Kako upravljati potpunom
rehabilitacijom zuba kod pacijenata
s teškim slučajem trošenja zubi?“



Teški slučajevi trošenja zubi sve su češći,
no dugotrajno liječenje može biti izazovno.
Istražite GC edukativno putovanje i naučite
kako planirati trajne strategije liječenja i podržati
dugotrajnu prevenciju.

Skenirajte QR kod
kako biste otkrili
naša rješenja za
trošenje zubi.



initial™ LiSi Press & LiSi Block

Vraćena prirodna ljepota



Initial™ LiSi Block

Opcije:

Translucencija: High Translucency (HT)
(visoka translucencija):
Boje: A1, A2, A3, B1

Translucencija: Low Translucency (LT)
(niska translucencija):
Boje: A1, A2, A3, B1

Pakiranje:

5 x blokovi

110,90 EUR

G-CEM ONE™

Samoadhezivni kompozitni cement

Pouzdan

Optimalna čvrstoća spajanja za retencijske i neretencijske preparacije, zahvaljujući jedinstvenim **GC Touch Cure** (brzo stvrdnjavanje) svojstvima **opcionalnog primera G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer** (primer za poboljšanje adhezije).

Neosjetljiv na tehniku

Izvrсна i pouzdana sposobnost samostvrdnjavanja, opcija brzog stvrdnjavanja (tack-cure) za lakše odstranjivanje viška i čišćenje, tolerancija na vlagu i slinu, optimalno tečenje paste gotovo bez postoperativne osjetljivosti.

Univerzalan

Izvrсна čvrstoća spajanja za zub i sve podloge: caklinu, dentin, cirkonij-oksidnu keramiku, metal, staklokeramiku i hibridnu keramiku.

Estetski

Nevidljiv rub za estetske rezultate otporan na trošenje.

Jednostavan

Minimalni resursi za ponovljivost i optimizaciju tijeka rada.



G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

Za sve bataljke i kavitete

- MDP: spajanje za zubno tkivo, cirkonij-oksidnu keramiku i neplemeniti metal
- 4-MET: spajanje za zubno tkivo
- MDTP: spajanje za plemeniti metal
- Akcelerator → čvrsto spajanje za bataljak i kavitet omogućeno **GC Touch Cure** (brzo stvrdnjavanje) svojstvima.



Početno pakiranje:

- 1 x štrcaljka (4,6 g)
- Boje: A2 ili Translucent (translucentna)
- 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer (primer za poboljšanje adhezije) (2 ml)
- 8 x nastavci za miješanje
- 2 x nastavci za endo

73,65 EUR



Pakiranje:

G-CEM ONE System Kit

- 2 x štrcaljke (4,6 g)
- Boje: A2 i Translucent (translucentna)
- 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer (primer za poboljšanje adhezije) (4 ml)
- 1 x G-Multi PRIMER (4 ml)
- 15 x nastavci za miješanje
- 5 x nastavci za endo

160,85 EUR

G-CEM ONE Universal System Kit

- G-CEM ONE System Kit +
- G-Premio BOND, bočica (5 ml)

171,35 EUR

G-CEM LinkForce™

Adhezivni cement za cementiranje s dvostrukim stvrdnjavanjem

Početno pakiranje:

- 1 x štrcaljka
- Boje: A2 ili Transluent (transluentna)
- 20 x nastavci Automix (za samomiješanje)
- Regular (regularni)
- 1 x G-Multi PRIMER, bočica (5 ml)
- 1 x G-Premio BOND, bočica (5 ml)
- 20 x jednokratne posuda za miješanje
- 50 x jednokratni aplikatori (fini)
- tehnička karta

201,66 EUR



G-CEM™ Veneer

Svjetlosno polimerizirajući kompozitni cement za visoku estetiku i lako nanošenje

Početno pakiranje:

- 2 x štrcaljke
- Boja: A2 i Transluent (transluentna)
- 2 x Try-in Paste
- (Boje: A2 & Transluent (transluentna))
- 1 x G-Multi PRIMER
- 1 x G-Premio BOND, bočica (5 ml)
- 45 x nastavci za doziranje, igličasti

234,33 EUR



GRADIA CORE



Komplet:

- 1 x GRADIA CORE patrona (10 ml / 20 g)
- 1 x G-Premio BOND, bočica (5 ml)
- 1 x G-Premio BOND DCA, bočica (3 ml)
- 20 x automix nastavci
- 1 x posuda za miješanje
- 1 x držač sa 25 mikroaplikatora
- 1 x GRADIA CORE aplikator

237,87 EUR

Nadopuna:

- 1 x GRADIA CORE patrona (20 g / 10 ml)
- 20 x automix nastavci
- 20 x nastavci za endo

98,38 EUR

GC FujiCEM™ Evolve

Inovativni akrilatom ojačani staklenoionomerni cement za pouzdane rezultate i lako korištenje

Pakiranje:

- 1 x štrcaljka (5 ml)
- 1 x podloga za miješanje
- 15 x nastavci za miješanje

73,14 EUR



TEMPSMART™ DC

Dvostruko stvrdnjavajući kompozit za privremene krunice i mostove

Pakiranje:

- 1 x patrona (48 ml)
- Boje: A1, A2, A3, A3.5, B1, BW
- 16 x nastavci za miješanje

92,20 EUR



EXACLEAR

Proziran vinil-polisiloksanski materijal

Pakiranje:

- 2 x patrone (48 ml)

85,47 EUR



Injection Moulding Kit

Pakiranje:

- 3 x G-ænial Universal Injectable štrcaljke (1,7 g / 1 ml)
- Boje: A1, A2 i A3
- 1 x EXACLEAR patrona (48 ml)

141,49 EUR



Zubi se troše, no imamo rješenja za to

Dugotrajna indirektna rješenja za teške slučajeve trošenja zubi



GC Temp PRINT
3D ispisivi svjetlosno
polimerizirajući
kompozit za privremene
krunice i mostove



Initial LiSi Block
Litij-disilikatna keramika
za CAD/CAM



Initial LiSi Press
Litij-disilikatna keramika
za prešanje



Initial Zirconia Disks
Standardna (ST), visoka (HT) i
ultra visoka translucencija (UHT)
i višeslojni CAD/CAM diskovi
cirkonij-oksidne keramike za
zahtjevnije slučajeve



G-CEM ONE
Univerzalni adhezivni
kompozitni cement



TEMPSMART DC
Dvostruko stvrdnjavajući
bisakrilni kompozit za
privremene krunice i
mostove



CERASMART270
Hibridni keramički
CAD/CAM blok koji
amortizira sile



Initial IQ ONE SQIN
Sustav bojanja i
mikroslojavanja



Initial Zr-FS
Sustav za fasetiranje
osnova iz cirkonij-
oksidne keramike



FujiCEM Evolve
Akrilatom modificirani
staklenoionomerni
cement za cementiranje



Informacije o naručivanju potražite u našem online katalogu.

CERASMART, Fuji, FujiCEM, G-CEM, Initial, Temp PRINT, TEMPSMART i OPTIGLAZE su zaštitni znaci tvrtke GC.

Essentia™

Estetski restaurativni materijal s dvostrukim slojevanjem i manjom paletom boja
6 opcija za sve kliničke slučajeve

Prednje područje: prilagodba slojevanja dobi pacijenta

Za "bleach boje" ili kod djece kombiniraju se svjetla dentinska i svjetla caklinska boja

Kod mladih koristi se srednja dentinska sa svjetlom caklinskom bojom

Kod odraslih pacijenata optimalno se srednja dentinska boja pokriva tamnom caklinskom

Kod starijih pacijenata savršena kombinacija je slojevanje tamne dentinske i tamne caklinske boje



Stražnje područje: prirodno dvostruko slojevanje ili jednostavni jednobojni ispun

Mono - univerzalna boje



Duo - tamna dentinska boja



- svjetla caklinska boja



Početno pakiranje:

7 x štrcaljke

Boje: LD, MD, DD, LE, DE, U, ML



347,78 EUR

Essentia™

5 x štrcaljke

(boje po izboru)



221,10 EUR

Essentia™

+

D-Light Duo

25 x štrcaljke


(boje po izboru)

Led sustav za svjetlosnu polimerizaciju
(70 g, 1200-1350 mW / cm²)



1.382,00 EUR

Essentia™ modifikatori



Crveno-smeđi modifikator (RBM) Crni modifikator (BM) Bijeli modifikator (WM) Opalescentni modifikator (OM)



Pakiranje:

Essentia Modifier Kit

4 x štrcaljke

Boje: RBM, BM, WM i OM

191,42 EUR

G-Premio BOND

Jednokomponentni svjetlosno polimerizirajući univerzalni adheziv

Pakiranje:

G-Premio BOND Kit

1 x bočica (5 ml)

25 x aplikatori

20 x posude za doziranje

122,40 EUR

Nadopuna:

3 x bočice (5 ml)

260,80 EUR



GC Composite Modeling Kit

Tekućina za modeliranje kompozita

Pakiranje:

1 x bočica (6 ml)

2 x GRADIA držači kistova

5 x GRADIA ravni kistovi

5 x GRADIA okrugli kistovi

1 x posuda za doziranje

112,78 EUR



G-ænial™ Universal Injectable & G-ænial™ A'CHORD

Univerzalni kompoziti

Jednostavni sustav boje - unishade

Pet osnovnih boja kojima se lako zamjenjuje svih 16 klasičnih VITA boja i dodatne boje za ekstremne izazove

Predivna estetika

Prirodna fluorescencija, visoka razina sjaja i zadržavanje sjaja

Revolucionarna tehnologija

Zaštićeno punilo i premaz, visoka otpornost na diskoloracije i trošenje te izvrsna rendgenska vidljivost

Promjenite način rada

Oblikujte i konturirajte tijekom uštrcavanja

Optimalno rukovanje

Jednostavno rukovanje instrumentom ili kistom

Univerzalne indikacije

Brzo postavljanje, izvrsno rukovanje i estetika, za kavitete svih klasa (I-V)


Savitljiv vrh

Lako istiskivanje i izvrsna prilagodba svakom kutu kaviteta



G-ænial™ A'CHORD

Napredni univerzalni kompozitni materijal s jednostavnim sustavom boje - unishade



- Jednostavan sustav boje - unishade
- Jednostavno rukovanje
- Univerzalan
- Prirodna fluorescencija
- Dugotrajan sjaj
- Zaštićeno punilo i premaz
- Visoka otpornost na diskoloraciju i trošenje
- Ekstremni izazovi
- Izvrsna rendgenska vidljivost

Boje:

Standardne: A1, A2, A3, A3.5, A4

Cervikalne: A5, A6

Čaklinske: JE, AE

Opakne: AO1, AO2, AO3

Za izbjeljivanje: BW, BOW



56,61 EUR

G-ænial™ Universal Injectable

Restaurativni kompozit visoke čvrstoće

Pakiranje:

1 x štrcaljka (1,7 g / 1 ml)

Boje: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, AO1, AO2, AO3, JE, AE

10 x nastavci za doziranje

1 x poklopac za zaštitu od svjetla

Pakiranje:

G-ænial™ Universal Injectable
+ G-Premio BOND

3 x štrcaljke G-ænial™ Universal
Injectable (1,7 g / 1 ml)

Boje: A1, A2, A3

1 x G-Premio BOND, bočica (5 ml)



38,10 EUR

190,46 EUR

everX Flow™

Kratkim vlaknima ojačan tekući kompozit za nadomještanje dentina

Pakiranje:

1 x štrcaljka (2 ml)

Boje: "Bulk", dentinska

20 x nastavci za miješanje

1 x poklopac za zaštitu od svjetla



58,50 EUR

Stvorite æ-mocije materijalom

G-ænial™

Svjetlosno polimerizirajući kompozit za ispune

1 štrcaljka Anterior (4,7 g / 2,7 ml)

1 štrcaljka Posterior (5,5 g / 2,7 ml)

Boje: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, XBW, BW, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, P-JE, P-IE

4 x štrcaljke
(boje po izboru)

214,56 EUR



G-ænial™ +

D-Light Duo

25 x štrcaljke
(boje po izboru)

Led sustav za svjetlosnu polimerizaciju
(70 g, 1200-1350 mW / cm²)

1.676,25 EUR



Zakoračite u æ-svijet
GC tekućih materijala.

G-ænial™ Flo X

Pakiranje:

1 x štrcaljka (3,8 g / 2 ml)

Boje: A1, A2, A3, A3,5, A4, AO2, AO3, CV

10 x nastavci za doziranje

1 x poklopac za zaštitu od svjetla

4 x štrcaljke
(boje po izboru)

217,28 EUR



G-ænial™ Universal Flo

Pakiranje:

1 x štrcaljka (3,4 g / 2 ml)

Boje: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, AO2, AO3, BW, CV, JE, AE

10 x nastavci za doziranje

1 x poklopac za zaštitu od svjetla

4 x štrcaljke
(boje po izboru)

222,12 EUR



Pobjednički tim za estetske ispune



GRADIA™ DIRECT

Svjetlosno polimerizirajući kompozit za ispune

1 štrcaljka Anterior (4 g / 2,7 ml)

1 štrcaljka Posterior (4 g / 2,7 ml)

Boje: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, BW, XBW, CVT, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, P-WT, P-NT

GRADIA™ DIRECT

6 x štrcaljke
(boje po izboru)

243,06 EUR

GRADIA™ DIRECT + G-BOND™

Početno pakiranje:

Boje: A2, A3, A3,5, AO3, CV, CT, P-A2

Bočica (5 ml)

327,06 EUR

GRADIA™ DIRECT + D-Light Duo

25 x štrcaljke
(boje po izboru)

Led sustav za svjetlosnu
polimerizaciju
(70 g, 1200-1350 mW / cm²)



1.418,00 EUR

G-BOND

Jednokomponentni samojetkajući
svjetlosno polimerizirajući adheziv



Pakiranje:

1 x bočica (5 ml)

2 pakiranja

173,62 EUR

GRADIA™ DIRECT Flo / LoFlo

Hibridni tekući kompozit /
Hibridni visoko viskozni tekući
kompozit s mikro punilom



Pakiranje:

2 x štrcaljke (1,5 g / 0,8 ml)

Boje: A1, A2, A3, A3,5,
AO3, CV, BW

2 pakiranja

96,12 EUR

DIAPOLISHER PASTE

Dijamantna pasta za poliranje
kompozita i keramike



Pakiranje:

2 g

55,13 EUR

everStick™

vlakna za ojačanje za svakodnevnu dentalnu uporabu

everStick™ C&B

- površinski retinirani mostovi
- inlej i onlej mostovi
- hibridni i privremeni mostovi



Pakiranje: 2 x 12 cm

211,80 EUR

Pakiranje: 1 x 8 cm

77,09 EUR

everStick™ PERIO

- parodontalne udlage
- kombinirane parodontalne udlage i površinski retinirani mostovi



Pakiranje: 2 x 12 cm

198,31 EUR

Pakiranje: 1 x 8 cm

71,26 EUR

everStick™ INTRO

Pakiranje:

- everStickC&B (8 cm)
- everStickPERIO (8 cm)
- StickREFIX D



100,21 EUR

everStick™ POST Intro

Pakiranje:

- 5 x everStickPOST (veličina 0,9)
- 5 x everStickPOST (veličina 1,2)
- 5 x everStickPOST (veličina 1,5)
- Modeling Liquid, bočica (6 ml)



200,13 EUR

everStick™ POST

Pakiranje:

- 10 x kolčiči (veličine 0,9; 1,2; 1,5)



125,16 EUR

StickREFIX L

6 x silikonski instrumenti



54,04 EUR

everX Posterior™

Pakiranje:

15 x jedinične doze (0,13 ml / 0,25 g)

61,56 EUR



Otkrijte
moć
vlakana

GC D-Light Pro je LED svjetlo s dvije duljine valova i visoke snage.

Otkrijte kako vrlo mali i lagani uređaj može pokazati što je vašim očima nevidljivo...

Polimerizacija. Zaštita. Detekcija.



Polimerizacija

S ciklusima od 20 sekundi uz izlaznu snagu od 1400 mW/cm^2 i dvije duljine valova, način rada visoke snage (HP) jamči vrlo učinkovitu polimerizaciju svih svjetlosno polimerizirajućih dentalnih materijala.

Zaštita

Način rada niske snage (LP) također je u ciklusima od 20 sekundi s dvije duljine valova, no smanjene izlazne snage od 700 mW/cm^2 savršen ako se želi ograničiti stvaranje topline, npr. kod dubokih kaviteta kada je preparacija blizu pulpe.

Detekcija

D-Light Pro također ima jedinstveni način rada detekcije (DT), koji koristi ljubičasto svjetlo uz kontinuirano isijavanje od 60 sekundi što omogućuje vidljivost onog što nije uvijek vidljivo golom oku: od zaraženog dentina do plaka, mikro propuštanja, starih kompozitnih ispuna...



1.813,14 EUR



EQUIA Forte™ HT

Staklohibridni restaurativni
sustav s bulk-tehnikom
nanošenja

Početno pakiranje:

20 x kapsule
10 x EQUIA Forte Coat, jedinične doze
15 x jednokratni aplikatori

95,31 EUR

Promotivno pakiranje:

100 x kapsule
Boje: A2, A3
1 x EQUIA Forte Coat, bočica (4 ml)
25 x jednokratni aplikatori

306,46 EUR

Nadopuna:

50 x kapsule
Boje: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

160,65 EUR



EQUIA

Rješenje za estetske stražnje
ispune u tehnici nanošenja
u jednom komadu

Početno pakiranje:

50 x kapsule
1 x EQUIA Coat, bočica (4 ml)
25 x jednokratni aplikatori

213,65 EUR

Promotivno pakiranje:

100 x kapsule
1 x EQUIA Coat, bočica (4 ml)
25 x jednokratni aplikatori

359,20 EUR

Nadopuna:

50 x kapsule
Boje: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, SW

171,46 EUR

Kapsulirani materijali

Pakiranje:

1 kutija:

50 x kapsule



GC Fuji PLUS

Staklenoionomerni cement za cementiranje, ojačani



2 pakiranja

291,14 EUR

GC Fuji™ IX GP GC Fuji IX GP FAST

Staklenoionomerni cement za ispune



2 pakiranja

231,60 EUR

235,02 EUR

GC Fuji II LC

Staklenoionomerni cement za estetske ispune, svjetlosno polimerizirajući



2 pakiranja

275,40 EUR

G-CEM

Samoadhezivni univerzalni akrilatni cement za cementiranje



2 pakiranja

423,12 EUR

GC Fuji IX GP EXTRA

Staklenoionomerni cement za ispune



2 pakiranja

273,54 EUR

GC Fuji TRIAGE™

Staklenoionomerni cement za prevenciju karijesa i privremene ispune



2 pakiranja

257,20 EUR

Kupite 2 pakiranja GC kapsuliranog materijala,
dobijete GC aplikator za kapsule **GRATIS**



Capsule Applicator III

Kupite 6 pakiranja GC kapsuliranog materijala,
dobijete Silver Mix mikser za kapsule **GRATIS**



SILVER MIX 90
220/240 V, 50HZ,
70 WAT

Kupite 10 pakiranja GC kapsuliranog materijala,
dobijete D-Light® Duo lampa **GRATIS**



Led sustav za svjetlosnu
polimerizaciju (70 g,
1200-1350 mW/cm²)

GC Tri Plaque ID Gel™

Gel za otkrivanje plaka

Pakiranje:

1 x tuba (40 g / 36 ml)

Približno 130 primjena



65,77 EUR

GC Tooth Mousse™

Krema za zubnu zaštitu

Pakiranje:

5 x tube (40 g / 35 ml)

(1 x svakog okusa:

dinja, jagoda, vanilija, metvica, mješano voće)



114,17 EUR

GC MI Paste Plus™

Krema za zubnu zaštitu s dodatkom fluorida

Pakiranje:

5 x tube (40 g / 35 ml)

(1 x svakog okusa:

dinja, jagoda, vanilija, metvica, mješano voće)



123,51 EUR

MI Varnish™

Liječi preosjetljivost zubi
i pruža poboljšanu
dugotrajnu zaštitu

Pakiranje:

Intro pakiranje:

10 x jedinične doze (0,4 ml)

(5 x okus jagode, 5 x okus mente)

20 x kistovi



37,39 EUR

EXAFLEX® / EXAFAST PUTTY

Adicijski silikonski materijal za otiske

Pakiranje:

500 g baza

500 g katalizator

2 pakiranja

153,70 EUR



EXA Advanced™ Injection ili Regular, normalno ili brzovezujući

Adicijski silikonski materijal za otiske

Pakiranje:

2 x patrone (2 x 48 ml)

6 x vrhovi za miješanje

2 pakiranja

105,62 EUR





Autorizirani prodavači GC proizvoda u Hrvatskoj:

DENTAL GRUPA d.o.o.

Kopilica 62, Split, tel. 021.56.85.00
Poljana 3, Kastav, tel. 051.37.43.74
Slavonska avenija 50, Zagreb, tel. 01.23.71.999
43. istarske divizije 20, Umag, tel. 052.75.21.06
e-mail: info@dentalgrupa.hr

MAICO d.o.o.

Franje Galinca 19, Varaždin, tel. 042.26.13.30
e-mail: info@maico.hr

MEDICAL INTERTRADE d.o.o.

Dr. Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja, tel. 01.33.74.020
e-mail: dental@medical-intertrade.hr
Dugopolje, tel. 021.20.39.87
e-mail: dental.st@medical-intertrade.hr
Rijeka, tel. 051.33.25.775
Vukovar, tel. 032.44.54.40
e-mail: dental.vu@medical-intertrade.hr

MEDIKA d.d.

Capraška 1, Zagreb, tel. 01.24.12.585
Industrijska zona Bani, Dugopolje, tel. 098.28.72.82
Tometiči 15b, Matulji, tel. 051.69.11.55
Ul. Jablanova 44, Osijek, tel. 099.23.29.992
e-mail: dental@medika.hr

SANITARIA DENTAL d.o.o.

Korčulanska 4-6, Zagreb, tel. 01.61.81.178
Hrvatske republike 43, Osijek, tel. 031.21.56.00
Mletačka 12/II, Pula, tel. 052.54.44.57
Put Supavla 1, Split, tel. 021.32.23.68
e-mail: dental@sanitaria.hr

VIK DENTAL d.o.o.

Vladimira Preloga 13, Zagreb, tel. 01.23.13.979
e-mail: info@vik-dental.hr

Cijene su izražene u EUR. PDV je uračunat u cijene.

Molimo Vas da se za narudžbe obratite Vašem dobavljaču dentalne opreme i materijala.
Za sva dodatna pitanja slobodno kontaktirajte:

Denis Horvat
e-mail: denis.horvat@gc.dental
mob. 098.25.67.67

Saša Bošnjak
e-mail: sasa.bosnjak@gc.dental
mob. 098.27.99.01

Iva Grgić
e-mail: iva.grgic@gc.dental
mob. 091.26.94.023