

# GC Optiglaze Color se ističe sljedećim svojstvima i prednostima:



#### Ušteda vremena

- Spreman za uporabu
- Svjetlosna polimerizacija skraćuje fazu poliranja
- Lako rukovanje i nanošenje

#### Savršena estetika

- Raspoloživ širok izbor boja
- Dugotrajni sjaj
- Tanki sloj premaza (25-50 µm)

#### Postojani rezultati

- Visoka otpornost na trošenje
- Izvršna postojanost spoja za različite materijale na bazi polimera
- Visoka otpornost na diskoloracije



#### Pakiranje

GC Optiglaze Color			
008408	OPTIGLAZE color, komplet	008417	OPTIGLAZE color red brown (crveno-smeđa), 2,6 ml
008409	OPTIGLAZE color A plus, 2,6 ml	008418	OPTIGLAZE color olive (maslinasta), 2,6 ml
008410	OPTIGLAZE color B plus, 2,6 ml	008419	OPTIGLAZE color grey (siva), 2,6 ml
008411	OPTIGLAZE color C plus, 2,6 ml	008420	OPTIGLAZE color blue (plava), 2,6 ml
008412	OPTIGLAZE color white (bijela), 2,6 ml	008421	OPTIGLAZE color lavender (lavanda), 2,6 ml
008413	OPTIGLAZE color ivory white (slonovača), 2,6 ml	008422	OPTIGLAZE color pink (roza), 2,6 ml
008414	OPTIGLAZE color yellow (žuta), 2,6 ml	008423	OPTIGLAZE color red (crvena), 2,6 ml
008415	OPTIGLAZE color orange (narančasta), 2,6 ml	008424	OPTIGLAZE color clear (prozirna), 5 ml
008416	OPTIGLAZE color pink orange (rozo-narančasta), 2,6 ml	008425	OPTIGLAZE color clear HV (prozirna), 5 ml

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
http://www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GC EEO - Croatia  
Siget 19b  
HR - 10020 Zagreb  
Tel. +385.1.61.54.597  
Fax. +385.1.61.54.597  
croatia@eoo.gceurope.com  
http://www.eoo.gceurope.com

Jer sve  
bolje izgleda u **boji**



GC  
Optiglaze®  
Color

Svjetlosnopolimerizirajući  
premaz za karakterizaciju  
kompozitnih i akrilatnih  
indirektnih radova

**GC**

ZOLF HR 14 01 10/14

**GC**

Tražite li jednostavno rješenje za dodatnu karakterizaciju svakodnevnih estetskih radova? Oduševit će vas raznolikost premaza Optiglaze Color, jer dodaje boju, površinski sjaj i visoku otpornost na trošenje svih vaših:


- Kompozitnih krunica i mostova
- Privremenih akrilatnih krunica i mostova
- Hibridnih keramičkih krunica
- Implantatima retiniranih proteza
- Akrilatnih trajno fiksnih mostova na implantatima
- Umjetnih zubi
- Akrilatnih proteza



Jer sve  
bolje izgleda u boji



Rad izradio majstor dentalne tehnike Christian Rothe, Njemačka



Rad izradio majstor dentalne tehnike Simone Maffei, Italija




Rad izradio majstor dentalne tehnike Nikos Bellas, Grčka

## Optiglaze Color će vas oduševiti

- Spreman za uporabu, jednostavan za rukovanje, skraćuje fazu poliranja i štedi dragocjeno vrijeme
- Izbor širokog raspona boja, za unutarnju i vanjsku karakterizaciju i postizanje savršene estetike
- Glasovita tehnologija nano punila pruža radovima visoku otpornost na trošenje, dugotrajni sjaj i visoku otpornost na diskoloracije

Optiglaze Color sadrži glasovitu GC tehnologiju nano punila, pružajući radovima visoku otpornost na trošenje za dugotrajni sjaj.



Rad izradio majstor dentalne tehnike Philippe Llobell, Francuska



Rad izradio majstor dentalne tehnike Roeland De Paepe, Belgija



Rad izradio majstor dentalne tehnike Jean François Deche, Francuska

