

**Euronda Alle<sup>®</sup>**

HR

Vaše kirurško polje  
Jednostavno savršeno



**Euronda<sup>®</sup>**

Alle

## Softesse® jednokratni zaštitni ogrtač



Softesse® netkani materijal je najnapredniji materijal dostupan na tržištu. Ovaj vrlo prozračni jednokratni zaštitni ogrtač iznimno je udoban i vodootporan. Kirurški nabor, dvostruko pričvršćivanje (iznutra i izvana), pamučna manžeta i čičak traka na vratu jamčesavršeno pristajanje. Dolazi s dva sterilna papirnata ručnika.

	Boja	Komada	M	L	XL
Šifra	Svijetlo plava	12	270408	270409	270410

## SMS Mikrofibra jednokratni zaštitni ogrtač



Izrađen od laganog, vodootpornog materijala od mikrovlakana s pamučnim manžetama i kirurškim naborima. Dvostruko pričvršćivanje (iznutra i izvana) i čičak traka na vratu jamči savršeno prijanjanje. Dostupno u sterilnim i nesterilnim verzijama, ovisno o vašim potrebama. Dolazi s dva sterilna papirnata ručnika.

	Boja	Komada	M	L	XL
Šifra - nesterilno	Svijetlo plava	12	270422	270423	270424
Šifra - sterilno	Svijetlo plava	12	270405	270406	270407

## Vodootporni jednokratni zaštitni ogrtač



Udoban, praktičan i funkcionalan: vodootporni jednokratni zaštitni ogrtač sa manžetom, preporučuje se za kratke svakodnevne postupke i nadopunjavanje zaštite pacijenata. Dostupno u sterilnim i nesterilnim verzijama, ovisno o vašim potrebama.

	Komada	Boja	
		Zelena	Svijetlo plava
Šifra - nesterilno	50	270425	270426
Šifra - sterilno	50	270427	270428

## SMS Mikrofibra kirurško odijelo



Kirurško dvodijelno odijelo s kratkim rukavima. Izrađen od udobnog, laganog i vodootpornog SMS mikrofibra materijala. Nesterilni proizvod.


	Boja	Komada	M	L	XL
Šifra	Plava	20	270415	270416	270417

## Bazni set za kirurgiju



Šifra seta	270106		
Sadržaj	Materijal	Veličina u cm	Komada
Vodootporni jednokratni zaštitni ogrtač s pamučnim manžetama	Netkani materijal	Jedna veličina	1
Vodootporni jednokratni zaštitni ogrtač sa elastičnim manžetama	Netkani materijal	Jedna veličina	2
Kirurška kapa na vezanje	Netkani materijal	Jedna veličina	1
Okrugla kapa sa elastičnom gubicom	Netkani materijal	Jedna veličina	2
Maska za lice na vezanje	Netkani materijal	Jedna veličina	1
Monoart® maska za lice PTC 3	Netkani materijal	Jedna veličina	2
Prekrivač sa U-izrezom sa ljepljivom trakom	Netkani materijal + polietilen	75x90 / otvor 11x9	1
Kirurški prekrivač	Netkani materijal + polietilen	50x75	2
Navlake za nasadne instrumente sa elastičnom gubicom	Polietilen	120x7	1

## Zaštitni set



Šifra seta	270107		
Sadržaj	Materijal	Veličina u cm	Komada
Prekrivač sa U-izrezom bez ljepljive trake	Netkani materijal + polietilen	100x150 otvor 11x30	1
Kirurški prekrivač	Netkani materijal + polietilen	75x90	1
Kirurški prekrivač	Netkani materijal + polietilen	50x75	2
Navlake za nasadne instrumente sa ljepljivom trakom	Polietilen	120x7	2

## Set za kirurgiju



Šifra seta	270123		
Sadržaj	Materijal	Veličina u cm	Komada
Mikrofibra jednokratni zaštitni ogrtač sa pamučnim manžetama	SMS	L	1
Vodootporni jednokratni zaštitni ogrtač sa pamučnim manžetama	Netkani materijal	Jedna veličina	1
Prekrivač sa U-izrezom sa ljepljivom trakom	Netkani materijal + polietilen	100x150 otvor 6,5x30	1
Kirurški prekrivači sa ljepljivom trakom	Netkani materijal + polietilen	75x90	2
Navlaka za nasadne instrumente	LDPE	120x7	1
Folije plastične s ljepljivom trakom	Adhezivni polietilen	20x20	2
Prozirni prekrivač sa ljepljivom trakom	LDPE	40x50	1
Crvena plastična vrećica za kontaminirani otpad	Polietilen	24x30	1

## Set za doktore



Šifra seta	270126		
Sadržaj	Materijal	Veličina u cm	Komada
Mikrofibra zaštitni ogrtač sa pamučnim manžetama	Netkani materijal	L	1
Kirurška kapa na vezanje	Netkani materijal	Jedna veličina	1
Monoart® zaštitne maske za lice PTC 3	Netkani materijal	Jedna veličina	1
Vodootporne jednokratne zaštitne navlake za cipele	CPE	Jedna veličina	2

## Set za asistente



Šifra seta	270103		
Sadržaj	Materijal	Veličina u cm	Komada
Vodootporni zaštitni ogrtač sa pamučnim manžetama	Netkani materijal	Jedna veličina	1
Okrugla kapa sa elastičnom gubicom	Netkani materijal	Jedna veličina	1
Monoart® maske za lice PTC 3	Netkani materijal	Jedna veličina	1
Vodootporne jednokratne zaštitne navlake za cipele	CPE	Jedna veličina	2

## Set za implantologiju



Šifra seta	270105		
Sadržaj	Materijal	Veličina u cm	Komada
Vodootporni zaštitni ogrtači sa pamučnim manžetama	Netkani materijal	Jedna veličina	3
Kirurška kapa na vezanje	Netkani materijal	Jedna veličina	1
Okrugla kapa sa elastičnom gubicom	Netkani materijal	Jedna veličina	2
Monoart® zaštitne maske za lice PTC 3	Netkani materijal	Jedna veličina	3
Kirurški prekrivač	Netkani materijal + polietilen	75x90	1
Kirurški prekrivač	Netkani materijal + polietilen	50x50	2
Prekrivač za pacijenta sa središnjim otvorom bez adhezivne trake	Netkani materijal + polietilen	50x75-Ø6	1
Papirnati ručnici - Papir za sušenje	Celuloza	30x40	2


## Folije sterilne plastične sa ljepljivom trakom



Dimenzija 20 x 20 cm

Šifra	Komada
270301	50

## Barrier film



Pakiranje sadrži 1 rolu od 1200 listova od 100 x 150 mm sa perforacijama sa lakše otkidanje.

Šifra	Komada
269001	1

## Navlaka sterilna za RTG/RVG



Dimenzija: Ø 75 cm

Šifra	Komada
270316	25

## Prozirni prekrivači sa ljepljivom trakom



Dimenzije: 40\*x50 cm \*adhezivna strana

Šifra	Komada
270227	20

## Navlake za nasadne instrumente sa vodilicom



Šifra	Komada
270310	10

## Navlake za nasadne instrumente sa ljepljivom trakom



Šifra	Veličina u cm	Boja	Komada
270302	120x7	Svijetlo plava	50
270303	240x7	Svijetlo plava	50
270304	120x7	Bijela	50
270305	240x7	Bijela	50

## Kanile kirurške



Mogu se spojiti na stomatološke stolice ili središnje sustave. Yankauer vrh aspiratora dostupan s otvorima od 2,5 mm.

### s Yankauer nastavkom za aspirator

Šifra	Veličina u cm	Komada
270651	Dužina 250	10

### bez aspiracijskog vrha

Šifra	Veličina u cm	Komada
270650	Dužina 220	10

## Mehanička linija za irigaciju



Odgovarajući mlaz tekuće rashladne tekućine osigurava održavanje kolječnika na idealnoj temperaturi. To se može učiniti samo sa sustavom ispiranja koji je posebno stvoren za različite vrste fiziodispenzera dostupnih na tržištu. Mekani silikonski vrhovi Alle® linije za ispiranje mogu se prilagoditi različitim promjerima kanila.




\* Sve navedene marke registrirane su i vlasništvo su proizvođača.

Šifra	Modeli*	Komada
270601	Suni Satelec 2000/3000/Suni Max Surgi set basic, Surgi set pro 500, Dental surgery unit, Dental Unit DSC Electronic, Sweden&Martina XO Osseo, Sky unit	10
270602	W&H Elcomed 100/200 / Astratech Elcomed 100	10
270604	Nouvag TCM3000, MD8000, MD7000, MD10, MD10S, MD11, MD20, MD30	10
270606	De Giorgi Steril Intraplant, Intrasurgery 2.0, Intramatic 2, Intramatic Plus	10
270607	Kavo Intrasept 905 / Mectron Piezosurgery II, Piezosurgery 3, Piezosurgery Touch	10
270609	NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision®, VarioSurg / Aseptico Aeu 6000-70V, 7000E-70V, 7000L-70V, 17Bv2, 26OS, 707Av2 / Bonart Piezo Surgical System	10
270610	W&H Implantmed, Elcomed SA-310, Piezomed / Nobel Biocare OsseoSet™	10
270613	Anthogyr Implanteo, Implanteo Led	10
270616	W&H Elcomed SA-200C / Frios Unit E for Dentsplay	10
270617	KaVo Intrasurg 300/500, Intrasurg 300 PLUS, Intrasurg 1000, Intrasurg, 1000 Air	10
270618	Bien Air Chiropro 980 / BioSAFin Easy Surgery, MyTUTOR / EMS Piezon, Master Surgery® / Esacrom Surgysonic I Surgysonic II, Surgysonic, Moto	10
270621	Kavo MASTERSurg, EXPERTsurg	10
270622	Nouvag Physiodispenser 2000	10

Šifra	Modeli	Komada
270626	Produžni vod za sustav za ispiranje s luer lock konektorom	10

## Manualna linija za irigaciju



Manualni sustav za irigaciju sa regulatorom protoka na gumb omogućuje asistentima da održavaju mjesto implantacije čistim i hladnim. Sustav je također pogodan za irigaciju tijekom konačne fiksacije implantata pomoću moment ključa.

Šifra	Komada
270630	5

## Prekrivač za asistentske stolove i stolove za instrumente



Dizajniran za pokrivanje kirurških stolova i za zaštitu opreme. Glavne navlake pokrivaju stolove za instrumente, dok su asistentski stolovi zaštićeni navlakama poput džepova za bolju pokrivenost stola.


### Stol za instrumente

Šifra	Dimenzija u cm	Komada
270214	160x190	25

### Mayo stol

Šifra	Dimenzija u cm	Komada
270213	80x120	25

## Kirurški prekrivači sa ljepljivom trakom



Bez ljepljive trake	Šifra	270201	270202	270203	270204	270205
	Komada	125	100	50	25	25
	Širina (cm)	50	50	75	100	150
	Dužina (cm)	50	75	90	150	200

Sa ljepljivom trakom	Šifra	270206	270207	270208
	Komada	75	50	25
	Širina (cm)	50	75	100
	Dužina (cm)	75	90	150
	Ljepljiva traka visina (cm)	4	4	4

## Prekrivač sa U-izrezom sa ljepljivom trakom



Šifra	270210	270211	270212	Bez ljepljive trake i ljepljive zone	270230
Komada	50	50	25		40
Širina (cm)	50	75	100		75
Dužina (cm)	75	90	150		115
Širina otvora (cm)	11	11	6,5		15
Dužina otvora (cm)	9	9	30		25
Dimenzija ljepljive zone (cm)	-	-	-		6x6

## Softesse® prekrivači



Šifra	Tip	Dimenzija u cm	Komada
270222	Pravokutni prekrivač bez ljepljive trake	75x100	40
270223	Prekrivač sa U-izrezom, bez ljepljive trake i sa otvorom za aspirator	133x200 otvor 6,5x50	10
270224	Prekrivač sa U-izrezom sa ljepljivom trakom i sa otvorom za aspirator	133x200 rez *6,5x50 *ljepljiva traka	10
270225	Prekrivači sa postranim izrezom sa ljepljivom trakom	100x150 / otvor *6x9	25

## Softesse® kapa



Kirurška kapa s elastičnom gumom na stražnjoj strani. Praktično i brzo se navlači. Izrađena od Softesse® netkanog materijala, koji je iznimno udoban i vodootporan. Nesterilni proizvod.

Šifra	Boja	Komada
270502	Svijetlo plava	50

## Okrugla kapa sa elastičnom gumicom



Okrugla i elastična kirurška kapa od netkanog materijala. Idealno za pacijente i kirurške timove. Nesterilni proizvod.

Šifra	Boja	Komada
270505	Zelena	100
270506	Svijetlo plava	100

## Kapa na vezanje



Kirurška kapa s podesivim vezicama izrađena od netkanog materijala, idealna za cijeli tim. Nesterilni proizvod.

Šifra	Boja	Komada
270503	Zelena	100
270504	Svijetlo plava	100

### Euronda Spa

Via Chizzalunga 1  
36066 Sandrigo  
Vicenza, Italy

t (+39) 0444 656111  
f (+39) 0444 656199  
m info@euronda.com  
[www.euronda.com](http://www.euronda.com)

**Euronda**<sup>®</sup>