



Filtek™

Bulk Fill
Flowable tekući kompozit

Bulk Fill tekući kompozit koji je lakše ubrizgati.

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable dostupan je u novoj ergonomski dizajniranoj štrcaljki za veću udobnost i lakše ubrizgavanje. S njom imate bolju kontrolu i vidljivost za precizno nanošenje u dubokim restauracijama.

Smanjite mjehuriće i gubitak materijala

Gotovo bez mjehurića ili gubitka materijala zbog curenja nakon ubrizgavanja daje Vam bolju kontrolu.

Nema više nagađanja

Zelena cijev štrcaljke označava preostali volumen materijala. Kada je štrcaljka prazna vidljiv je samo bijeli klip.

Lako se drži i ubrizgava

Trokutasta ploča za prst i klip omogućavaju da brzo i jednostavno prilagodite držanje.



Savitljiva kanila

Jednostavno savijanje kanile za bolji pristup.



Ključne prednosti

- Praktički nema mjehurića ili curenja materijala
- Kanila koja se lako savija za bolji pristup
- Ergonomsku štrcaljku lako je držati i ubrizgavati
- Injekcijsko postavljanje u jednom koraku do 4 mm
- Izvrsna prilagodba i mali stres skupljanja

Može se zagrijati za injekcijsku tehniku

Zagrijte do 70°C (158°F)
do jednog sata, do 25 puta.



Jednostavno izrađeni posteriorni ispuni



Pripremite zub i nanesite adheziv npr. 3M™ Scotchbond™ Universal adheziv.



Dispense up to 4 mm of 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative into the prepared cavity and cure, e.g. with 3M™ Elipar™ DeepCure-S LED Curing Light.



Postavite okluzalno sloj estetskog kompozita od najmanje 2mm, kao što je 3M™ Filtek™ Universal i polimerizirajte.

Kliničke fotografije ljubaznošću
Dr. Reich, Seefeld, Njemačka

Indikacije

(slojevi do 4 mm)



Baza
(klasa I-II)



Podloga
(klasa I-II)



Minimalno invazivna
stomatologija (MID)¹⁰



Klasa III



Klasa V



Popravlak protetskih
radova
(mali defekti)



Popravlak²



Blokiranje
podminiranih
mjestâ



Pečaćenje
jamica i fisura



Nadogradnja³

Pogledajte upute
za uporabu za potpuni
popis indikacija.

Informacije za naručivanje



3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable
Restorative Refillsnadopune
Nadopune sadrže: 2 štrcaljke od 2g;
20 aplikacijskih nastavaka.

NIJANSA	KATALOŠKI BROJ
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
Universal	4862U

KATALOŠKI BROJ	NAZIV PROIZVODA
3740T	3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable aplikacijski nastavci, kalibar 19, zeleni (20)



1. Uključujući male okluzalne ispune koji nisu pod opterećenjem
2. Popravlak akrilatnih privremenih i kompozitnih ispuna.
3. Tamo gdje je preostala barem polovica krune zuba koja će pružiti strukturnu potporu za krunu.

3M

3M (East) AG
Podružnica Republika Hrvatska
Avenija Većeslava Holjevca 40, Zagreb
Tel.: 01 2499 750
www.3m.com.hr
email: innovation.hr@mmm.com

3M, Elipar, Filtek i Scotchbond zaštitni su znaci tvrtke 3M ili 3M Deutschland GmbH. Koristi se pod licencom u Kanadi. Molimo reciklirajte. Tiskano u SAD-u © 3M 2019. Sva prava pridržana. 70-2013-7232-6