

saypha® HA filler proizvodi

	Proizvodi	HA koncentracija	Nivo umrežavanja	Omjer miješanja crosslinked: non-crosslinked	Igle	Pakiranje	Dubina aplikacije	Indikacije
replenish	saypha® RICH 	18 mg/mL + Glicerol	 Neumrežen	–	2x30G 1/2" Terumo™ igla tanke stijenke (CE 0197)	1 mL staklena štrcaljka	Površinsko dermalno tkivo	Dopuna vremenom izgubljene HA. Poboljšanje hidratacije, tonusa i elastičnosti. Djeluje kao punilo za tanke linije oko očiju ili popunjavanje sitnih bora smijalica.
smooth / fill	saypha® FILLER s/bez lidokaina 	23 mg/mL Lidokain: 0.3%		91:9	2x27G 1/2" Terumo™ igla tanke stijenke (CE 0197)	1 mL staklena štrcaljka	Srednji do duboki dermis*	Korekcije umjerenih do izraženijih nabora i bora na licu. Povećanje volumena usana*. * samo za saypha® fillere sa lidokainom
volumise	saypha® VOLUME s/bez lidokaina 	23 mg/mL Lidokain: 0.3%		95:5	2x27G 1/2" Terumo™ igla tanke stijenke (CE 0197)	1 mL staklena štrcaljka	Duboki dermis ili subkutano	Korekcije dubljih bora. Povećanje i obnavljanje volumena lica. Odabir u rekonstruktivne svrhe kod tretmana lipoatrofije, ožiljaka i morfoloških asimetrija. Remodelacija kontura lica.
reconstructive	saypha® VOLUME PLUS s lidokainom 	25 mg/mL Lidokain: 0.3%		95:5	2x27G 1/2" Terumo™ igla tanke stijenke (CE 0197)	1 mL staklena štrcaljka	Duboki dermis, subkutano ili supraperiostalno	Augmentacija tkiva lica i korekcije volumenskog deficita sredine lica. Obnavljanje volumena lica i isticanje kontura lica. Odabir u rekonstruktivne svrhe kod raznih tretmana, npr. lipoatrofije lica.

*Medicinski terapeut potvrđuje da je obavijestio pacijenta o mogućim rizicima vezanim uz uporabu medicinskih sredstava namijenjenih postupku koji se provodi.