

Europa - Akcija • Jesen 2020

Akcija vrijedi do 31. prosinca


Zubna kliješta - set



Sadrži: 10 kliješta
(6 gornjih i 4 donja)
Dječja kliješta 4 kliješta (2 gornjih i 2 donja)

Izbor drške

AK100-3280A



Standardno nazubljena drška

AKLS100-LS3280A



LIQUIDSTEEL drška

Karpul šprica

1953ME/1.8



više informacija

**EASY
Clean**



Nehrđajući čelik



645 Kn

Kliješta za fragmentirane korijene

1209RH

1209-20RH



ROCKHARD dijamantima obloženo hvatište omogućuje sigurno prihvaćanje najsitnijih dijelova poput puknutih endodontskih instrumenata, sitnih korijenskih fragmenata, zaglavljenih matrica, itd.

Proizvedeno od visoko kvalitetnog nehrđajućeg čelika.

Prikladno za termodezinfekciju i autoklav.



Svaki
1095 Kn

VRLO PRECIZNO I SNAŽNO HVATIŠTE

Set luxivatora

9588

Sadrži: 588/1, 2, 3, 4 +
993 (brus za oštrenje)

SET
1325 Kn



www.carlmartin.de • info@carlmartin.de

Akcijski artikli dostupni su do isteka zaliha / Predmet isporuke sličnih proizvoda. Cijene su izražene u kunama bez PDV-a (komad/pakiranje) te vrijede do 31.12.2020. Cijene su subjekt mogućih promjena. Za eventualne pogreške u tisku ne odgovaramo.

sanitaria
dental

SANITARIA DENTAL d.o.o.

IBAN: HR4123600001101259741

OIB: 30023990959

dental@sanitaria.hr www.sanitaria.hr




- TC** = TUNGSTEN CARBIDE • manje trošenje
• dulje trajanje
• najbolja sigurnost za igle

Iglodržač


1155TC/15
CRILE-WOOD

TC
15cm
765 Kn



1149TC/17
LICHENBERG

TC
17cm
955 Kn




LS1152TC/16
CASTROVIEJO

TC
16cm
1225 Kn



LS1153TC/18
gebogen

TC
18cm
1225 Kn



TITAN CARBIDE • TITAN OXID

Mikro-SET

LSRH-Mikro-Set 1

Sadrži: LS1152RH/16,
LS852RH/16,
LS792DE-RH/16, 990

SET
2125 Kn

ROCKHARD
the power coating



Iglodržač

1160/14
1160/17
MATHIEU
14cm + 17cm

14cm
605 Kn

17cm
645 Kn



Škarice za gingivu - SET

9011
Sadrži: IRIS, LA GRANGE
micro-nazubljenost, 12cm

SUPER CUT

SET
615 Kn



Škarice za gingivu

802/12
savijene,
12cm

230 Kn



840TC/16
KELLY
16cm
savijene

445 Kn



LS852TC
15cm,
CASTROVIEJO

855 Kn



Škarice za konac

atraumatično
odstranjivanje konca

868
11,5cm

320 Kn



867/13.5
13,5cm

310 Kn



Instrument za mljevenje kosti

1924

1595 Kn



Tupa sonda

1872/1-2
fine

135 Kn



Držak skalpela

871A/3

55 Kn



Oštrice skalpela, 100 kom.u pakiranju

871B/11

871B/15
Svaki
235 Kn

871B/15C
335 Kn

871B/12D
335 Kn



Kutija za odlaganje oštrica skalpela

874

65 Kn



za sigurno skidanje rabljenih oštrica skalpela, sa funkcijom deponiranja


Mikro oštrice skalpela

871MB/67
10 kom.u
pakiranju

871MB/69
1 oštrica

335 Kn

95 Kn



Mikro držak skalpela

LS871MH/6

prikladno za



Kuke za rane

1890/2
LANGENBECK
42x10mm



415 Kn

Univerzalni otvarač

1882
15cm



580 Kn

1886
16cm



880 Kn

SPECIAL

Poluga za puknute korijene

579
vrlo fina,
širina 1,8 mm



315 Kn

579D
dijamantirana,
širina 1,8mm



685 Kn

Syndesmotom

1801/3
16cm
CHOMPRET



360 Kn

Kohlea

1145/0
2,0mm

1145/1
2,8mm


1145/2
3,5mm

1145/3
3,8mm



Svaki
175 Kn

Raspatorium



1804 WILLIGER

6mm

4mm

5mm

5mm

11mm

oštar

lupi

LA BANCA

225 Kn

365 Kn

285 Kn

295 Kn

295 Kn

Periotom

LS592PT/FLEX

- za separaciju kolagenih vlakana od alveole
- fleksibilan titanski završetak koji osigurava povratak u početni položaj (memory effect). Drška napravljena od liquidsteel materijala.

495 Kn



TITAN FLEX
NOVO

Ulje u olovci, set od 2 olovke

990

- precizni podmazivač za podmazivanje i zaštitu instrumenata od nehrđajućeg čelika - čist i precizan.
- sintetičko, visoko sofisticirano ulje je transparentno i bez mirisa.
- pogodno za sve postupke sterilizacije
- odobreno od USDA, FDA i DAB



SET
175 Kn

Precizno i lako podmazivanje

Stezač matrica

- integriran teflonski disk
- svi rubovi su zaobljeni kako bi se smanjila mogućnost ozljede
- vijci za podešavanje su obojeni (titan-oksidi) kako bi se ovaj stezač lakše razlikovao od ostalih

EASY
Glide



brošura proizvoda

195 Kn

195 Kn

Svaki
205 Kn

LS599/1
TOFFLEMIRE
Universal

LS599/2
TOFFLEMIRE
Junior

LS596/1
NYSTRÖM
lijevi

LS596/2
NYSTRÖM
desni

Stezač matrica

595
UNIVERSAL

599/1
TOFFLEMIRE



Sa zaštitom sluznice


165 Kn



135 Kn

Kliješta za kost

1830/2
FRIEDMANN



945 Kn

14,5cm

1829
MINI-FRIEDMANN



945 Kn

1836A
BLUMENTHAL
15,5cm



945 Kn

Kliješta

404
gornju čeljust
BECK



955 Kn



za puknute korijene i sitne dijelove kosti

406D
gornja korijenska
Dijamantiran vrh
WITZEL



955 Kn

Podizači korijena

546/1
ARROW n. BERNARD




546/2
ARROW n. BERNARD

Svaki
415 Kn



Luxivatori



588/5
2,5mm
ravan



588/1
3,0mm
ravan



588/6
4,0mm
ravan



588/2
5,0mm
ravan



588/7
2,5mm
savijen



588/3
3,0mm
savijen



588/8
4,0mm
savijen



588/4
5,0mm
savijen

Svaki
375 Kn

Luxivatori

Dentalni instrument za odjeljivanje fiksnih zubnih ligamenata. Krajnja ploha i oštar rub dopuštaju vrlo jednostavnu i laganu penetraciju u periodontalnu pukotinu. Luxivator se jedini koristi rotacijom i rezanjem, te dopušta da se izvrši vrlo jednostavno odjeljivanje od alveole. Dostupno u 8 različitih pokaznih verzija.

Podizači korijena

559/1 4,5mm

559/2 3,5mm

559/3 2,5mm

Svaki
265 Kn





Podizači korijena-SET 547-SET

Sadrži: 547/1 - 2,8mm,
547/2 - 3,5mm,
547/3 - 4,0mm

SET
1345 Kn



SPECIAL



- eliptični oblik vrha instrumenta (2) i dijamantno oblikovan završetak instrumenta (1) omogućuje optimalni ulazak u interdentalni prostor i periodontalnu pukotinu
- dizajniran za rotaciju od 180° kod 4 luksacijska momenta: 2 x mezijalni i 2 x distalni. Tijekom luksacije podizač djeluje 5-7 puta djelotvornije (kod rotacije i pratećih pokreta) u odnosu na konvencionalne podizače (max 1-2 pokreta). Utori na vrhu instrumenta namijenjeni su za osobito djelotvornu luksaciju.
- vrh instrumenta nije dizajniran za aksijalno opterećenje jer može doći do puknuća

Pincete za tkivo

792/13

13cm

792/14.5

14,5cm

13cm

110 Kn

14,5cm

110 Kn

793/14.5

14,5 cm


798A

DE BAKEY

15cm

- za čvrsto stezanje sluznice
- micro-nazupčena sprječavaju perforaciju tkiva

110 Kn



260 Kn

atraumatska
MICRO-NAZUBljena

Zubna pinceta

771A/2

sterk model

130 Kn

770AS/2

COLLEGE

130 Kn

773A/2

COLLEGE

75 Kn

770CS/2

MERIAM

130 Kn

773C/2

MERIAM

85 Kn

773D

dijamantirana
pinceta
UNIVERZAL npr.
za držanje
keramičkih
inlaya

330 Kn

650

MILLER,

ravna,

16cm

Nazubljena radna
površina za bolji
prihvata artikulacijskog
papira

130 Kn

Držac ogledala-SET

485-SET6

šupalj

6 kom

SET
325 Kn

485

šupalj

Svaki

65 Kn

Zubna sonda-SET

1081/33-SET6

6 kom

SET
195 Kn

1081/33

Svaki

40 Kn

Zubna pinceta-SET

773A/2-SET6

COLLEGE

6 kom

SET
375 Kn

773A/2

COLLEGE

Svaki

75 Kn

Sigurnosni stalak za karpul špricu

1075

SECURE

- nehrđajući čelik
- za sigurno odlaganje i rukovanje špricom (sa iglom) tijekom rada
- sa mehaničkim držačem za blokiranje i tipkom za otpuštanje

Savršena sigurnost za
Vas i Vaše djelatnike!

655 Kn

cijena bez karpul šprice

Karpul šprica

1950

samoaspirirajuća sa tri
aspiracijske kuke



• prikladno za autoklav

430 Kn

Šprica za intraligamentarnu anesteziju

1956

Cervi

DČ

+

GČ

okretanjem cilindra može se koristiti i
za gornju i za donju čeljust

Nehrdajući čelik

SPECIAL

1695 Kn

- prikladno za autoklav
- prikladno za suhi sterilizator

Instrumenti za punjenje


Instrument za odstranjanje
privremenog cementa

Ekskavatori

Instrument za retrakcijski konac

Heidemann lopatica

Špatula za cement



Kompozit-SET


SI-1051-SET6

Sadrži: 1x SI-1051/14-HBL,
SI-1051/95-GE, SI-1051/104-OR,
SI-1051/108-GR, SI-1051F/1-BL,
SI-1051/Carve-PK

Colori

- Silicon Grip -

- premaz od plavog titanij oksida
spriječava lijepljenje kompozita za
instrument



Colori

- Silicon Grip -

- spoj silikona i metala je maksimalno zabrtvljen
- unutarnja jezgra instrumenta izrađena je od kvalitetnog nehrđajućeg čelika precizno proizvedenog pomoću Computer Numeric Control (CNC) metode
- naborana unutarnja jezgra sprječava uvijanje silikonske prevlake i osigurava stabilno držanje instrumenta
- proizvedeno od visoko kvalitetnog, termostabilnog i specijalnog silikona
- mekana površina omogućuje ugodno držanje instrumenta
- lagano i elegantno
- prikladno za termodezinfekciju i autoklav
- dostupno u 6 različitih boja



više informacija





Različiti izbor boja

Kompozit-SET

1051-SET5

Sadrži: 1051/14, 15, 95, 109, 154G

- zlatna boja za lakše razlikovanje od ostalih instrumenata
- materijal obrađen elektroničkim poliranjem čime je spriječeno lijepljenje kompozita za instrument



Akcijski artikli dostupni su do isteka zaliha / Predmet isporuke sličnih proizvoda. Cijene su izražene u kunama bez PDV-a (komad/pakiranje) te vrijede do 31.12.2020.

Cijene su subject mogućih promjena. Za eventualne pogreške u tisku ne odgovaramo.

Držac ogledala

Endo sonda Zuba sonda



Sonde nastavci

Colori

Može se kupiti u slijedećim bojama:

- 490RO
- 490GR
- 490GE
- 490SC
- 490BL

Plastična drška prikladna za autoklav do 200 C



odgovara na sve držače ogledala s navojem M 2,5

TwinSide obostrana zuba ogledala

OneSide zuba ogledala

Zubna ogledala

(kutija 12 komada)

470/4
plan, kutija sa 6 kom.

471/4
plan, kutija sa 6 kom.

480/4
• standardna zuba ogledala
• prilagođena za dezinfekciju i autoklav
• promjera 22 mm

Kutija 110 Kn

478/3
• RHODIUM zuba ogledala
• prilagođena za termodezinfekciju i autoklav
• promjera 20 mm

Kutija 195 Kn



STANDARD

478/4
• RHODIUM zuba ogledala
• prilagođena za termodezinfekciju i autoklav
• promjera 22 mm

Kutija 195 Kn

TwinSide

OneSide
COMFORT PLUS


Skidač krunica

Kliješta za skidanje krunica

Skidač krunica

FURRER - kliješta

Skidač privremenih krunica



Parodontološke sonde

Kireta/scaler za čišćenje implantata

Kirete Gracey

Ø8mm

Scaler

Ø8mm

973/80

973/CP15

LST1960/4R-4L

precizan i oštar radni dio - vrlo lagana, šuplja drška • Ø8mm

n. WHO 973/CP12

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

3-5-5-8-5-11-5

Svaki
135 Kn

335 Kn

s titanskim vrhovima

Svaki
195 Kn

972/1-2

972/5-6

972/7-8

972/11-12

972/13-14

Svaki
195 Kn

961/204S

961/204SD

961/M23

972/H6-H7

972/T2-T3

972/C12-3

1060/14

Svaki
195 Kn

Universal

Hygienist

Taylor

Wiland



Ringovi u boji za označavanje instrumenata MINI cca Ø 3mm za standardne drške do 8mm Ø
Pakiranje: 120 kom
Boje:

plavi 3100BL
žuti 3100GE
zeleni 3100GR
crveni 3100RO
crni 3100SC
bijeli 3100WE
set svih boja 3100

Ringovi u boji za označavanje instrumenata MAXI cca Ø 5mm za klijesta, podizače korijena itd.
Pakiranje: 60 kom
Boje:

plavi 3101BL
žuti 3101GE
zeleni 3101GR
crveni 3101RO
crni 3101SC
bijeli 3101WE
set svih boja 3101

Prophylaxis-SET

SI-961-SET-PK

Sadrži: Universal Kireta SI-961/M23A-PK

Universal Scaler SI-961/M23-PK

Colori

- Silicon Grip -

obostrano oštra radna površina

Fig. M23

Fig. M23A

SET
495 Kn

CERTIFIKAT
O HIGIJENI



više informacija

Paro-SET

SI-Paro-SET1

Sadrži: 1x SI-972/5-6-GE, 7-8-GR, 11-12-OR, 13-14-BL, SI-972/H6-H7-HBL

SET
995 Kn

GRACEY

Scaler

Colori

- Silicon Grip -

CERTIFIKAT
O HIGIJENI

Fig. 5-6

7-8

11-12

13-14

H6-H7



FINEST DENTAL INSTRUMENTS

NEUENKAMPER STR. 80 - 86 • D-42657 SOLINGEN • GERMANY

TEL. +49(0)212/81 00 44 • FAX +49(0)212/8 73 45

E-MAIL: INFO@CARLMARTIN.DE • INTERNET: WWW.CARLMARTIN.DE